



Upgrade your wheelchair

Yomper



Vår hemlighet: en unik central position

Starta Yomper och upptäck nya körupplevelser. Med eller utan motor på, glömm du nästan bort att du har Yomper kopplad till din rullstol. Hjälpmotorn sitter under stolen, tillför ingen friktion och håller sig alltid i bästa rörliga position.

Fördelar som gör skillnad



Intuitiv och säker

Pålitlig teknik för säker körning. Ta dig fram utan ansträngning, kör långa sträckor och åk till platser som tidigare varit otillgängliga. Verkligen diskret, Yomper är kompatibel med de flesta manuella rullstolar.



Anpassa efter dina behov

Dina behov förändras, Yomper + har två lägen, inomhus och utomhus och 5 hastigheter per läge.



Easy Go box, bekväm och enkel hantering!

Prova en dynamisk åktur. Fäst EasyGo-boxen direkt på stolen eller på låret. Enkel funktion och hantering.



Simpel installation

De två små hjulen fram gör Yomper stabil och handtaget är upphöjt för optimal fastsättning på rullstolen.

Yomper hjälpmotor

Handtag

Handtaget är upphöjd för enklare installation från din position (t.ex. bil, säng etc.)

Startknapp

Lithium-ion batteri

- Laddningsindikator
- 2 års garanti

Kontakt för anslutning av vårdarstyrning^(tillval)

Framhjul

De två små hjulen fram gör Yomper stabil.



EasyGo Box



Bluetooth - trådlös uppkoppling

Batteri laddas med hjälp av USB

Knapp för hastighetsinställning

5 anpassningsbara hastigheter i utomhusläge
5 anpassningsbara hastigheter i inomhusläge

Tryck 2 gånger för att starta Yomper
Tryck 1 gång för att stoppa Yomper

Oled skärm

Batterinivå,
Hastighet

Knapp för hastighetsinställning

LED belysning

Visar vald hastighetsnivå



Hur man använder Yomper +

Yomper + anpassar sig till olika situationer med sitt EasyGo-kontrollsystem. Tack vare det kan du välja läge inomhus eller utomhus och hastighet, även medan du kör.

Easy-go boxen är enkel och 1 dubbeltryck räcker för att starta igång drivningen. Ett kort tryck stoppar Yomper + och ett långt tryck tillåter lägesändring.

Inomhus och
utomhusläge (5
konfigurerbara hastigheter)

Startar Yomper

Tryck 2
gångar på
Easy-go box
knappen

Välj hastighet

Välj med
hastighetsknapparna
+/-

Stoppa Yomper

Tryck en gång
på Easy go box
knappen.

*I inomhusläget kan Yomper även
stannas genom att ta tag i
drivningarna

Teknisk information

Max. Brukarvikt	Max. 150kg
Max backtagning	16%
Garanti	2 år

Motor

Motoreffekt	250W
Max. motorkraft	450W
5 accelerationssteg	Justerbar med EasyGo-boxen
5 motståndsnivåer justerbar via EasyGo-box 5 hastigheter inomhus, 5 hastigheter utomhus Anpassningsbar 0 till 6 km / h	

Batteri

YPA0001	Batteri	24V10Ah lithium-ion (1,58kg)
	Räckvidd	34km



Vattentät, underhållsfri, laddas på 4 timmar, 24 månaders garanti, uppfyller kraven för lufttransportregler.

Vikt

YP10051	Yomper	6,2 kg (inkl. det stora batteriet)
YPA0012	EasyGo-Box 	87 g
	Vikt utan batteri	4,65 kg

Tillbehör

YPA0013	Vårdarstyrning	
YPA0018	Batteri	24V6Ah Lithium-ion (1,16 kg) Autonomie de 23 km

