


e-walk

Tryggt och enkelt med E-walk som dragkraft.





Drivaggregat med enkelhet!

E-walk är ett vårdarstyrt drivaggregat som ger extra dragkraft till rullstolen i uppförsbackar och även bromsar stolen i nedförsbackar. När inte *E-walk* behövs lyfts motorn bort med en enkel manöver. Styrkontrollen monteras på rullstolens handtag. *E-walk* kan med fördel användas på flera stolar samtidigt. Upp till 19 km körsträcka på en batteriladdning. *E-walk* passar lika bra både för inne- som för utomhusbruk.

VARUDEKLARATION

Drivenhet	Bruksansvisning
Manöverenhet	Adapterplattor
Batteripaket	Förhöjningshandtag
Laddare	

ARTIKELNUMMER

E-walk	Art.nr
Blybatteri, laddare och monteringsset	MCG4100
Blybatteri och laddare	MCG4050
Nihm batteri, laddare och monteringsset	MCG4570
Nihm batteri och laddare	MCG4550



TEKNISK FAKTA

Styrenhet	S-drive PG	Däck	Helgummi
Motor	200 W	Däckdimensioner	200x50, 75x22
Batterityp	Bly 24V *12 Ah/NiMH 24V *9,6 Ah	Hastighet framåt	0-6 km/h
Laddare	Macot typ 2415 0,5 kg, Mascot typ 2440 0,5 kg	Hastighet bakåt	2,6 km/h
Ram	Stål, rostskyddad genom lackering	Stigningsförmåga	8°
Längd	47,4 cm	Max hinderhöjd	6 cm
Bredd	31,6 cm	Max körsträcka vid fulladdade batterier	Ca 16 km bly/19km NiMH
Höjd	36,2 cm	Max brukarvikt	150 kg (se rullstolstillverkarens specifikation)
Passar till rullstolsbredd	38-60 cm	CE-märkning	Enligt kraven i EU-direktivet 93/42/EEG
Vikt motorenhet	15,4 kg (excl. batteri)	Användarinstruktioner och varudeklaration	Se brukarmanual
Vikt batteri	NiMH 2,5 kg/Bly 8 kg		
Laddtid	Normal laddning ca 2-3 tim		