

 decon  
**e-move**

Pålitlig och enkel, E-move ger dig extra kraft





*Extra kraft för ökad frihet!*

Oavsett om du behöver extra kraft hemma, på jobbet eller utomhus; *E-move* erbjuder enkelhet och pålitlighet. *E-move* används på samma sätt som en manuell rullstol. Skillnaden är att du behöver mindre kraft för att köra den, då den kan ställas i tre lägen, 60% och 75% extra kraft samt med enhandsdrift. *E-move* är ett kvalitetshjul med inbyggda motorer i navet som kommunicerar med varandra. Du behöver inte ställa in varje hjul för att få stolen att gå rakt. Körsträcka upp till 35 km på en batteriladdning. *E-move* passar lika bra både för inne- som för utomhusbruk.

## VARUDEKLARATION

Drivhjul 2 st, 22", 24" och 26"  
Batteri, 1 st  
Batterikåpa  
Batteriladdare  
Bruksanvisning

## ARTIKELNUMMER

E-move	Art.nr
typ A 60% extra kraft	
20"	MEM1020
22"	MEM1000
24"	MEM1050
typ B 75% extra kraft	
20"	MEM1120
22"	MEM1100
24"	MEM1150
typ C enhandsdrift	
20"	MEM1210
22"	MEM1200
24"	MEM1250



## TEKNISK FAKTA

Motor	24V 90Wx2	<b>BATTERILADDARE</b>	
Batterityp	Nickelmetallhybrid, 24Vx6,7 Ah (tillval Lion, 25Vx11,8Ah)	Kapacitet	100 till 240V AC, 50/60Hz
Hjul	7 kg	Beräknad effekt	37V, 26 A (under laddning)
Totalvikt	16 kg (inkl NiMh batteri), 17,5 kg (inkl Lion batteri)	Laddtid	Normal laddning ca 2-3 tim
Ökad stolbredd	ca 4 cm	Laddare	1,3 kg
Däckdimensioner	24 x 1	Max brukarvikt	Upp till 150 kg (se tillverkarens specifikation)
Hastighet	0-6 km/h	Max backtagningsförmåga	Se rullstolstillverkarens specifikation
Max körsträcka vid fulladdade batterier	Ca 15 km med Nickel metallhybrid, Ca 35 km med Lion, enligt ISO 7176-4	CE märkning	Enligt kraven i EU-direktivet 93/42/EEG
Lufttryck	6 Bar, 600 kPa	Användarinstruktioner	Se brukarmanual
Säkring	30 A (platt)		