


 **decon wheel**

Reservdels Katalog

e-move




Uppdaterad: 3 Februari 2011
Robert Larsson

Innehålls förteckning

Beskrivning	Sida
Baskit	3
Batteri	4
Batteriladdare	5
Elektriska komponenter	6
Drivhjul	7
Drivenhet Vänster	9
Drivenhet Höger	10
Kontakt information	11


Baskit för e-move 20", 22", 24", 26"

Position	Antal	Artikelnummer	Benämning
1	1		Höger Drivhjul
2	1		Vänster Drivhjul
3	4	XA3-43141-00	Bricka (för Ø 22 mm)
4	2	92907-186 00	Mellanläggsbricka (för justering)
5	4	90465-100 98	Klämmor
6	1	XA4-82107-00	Batteriladdare
7	1	XA4-82110-00	Batteri
8	1		Brukarmanual




Batteri

Position	Antal	Artikelnummer	Benämning
1	1	XA4-82100-10	Batteripaket
2	1	XA4-87261-10	Emblem
3	1	XA4-82160-10	Skyddskåpa
4	1	XA4-82151-10	Säkring




Batteriladdare

Position	Antal	Artikelnummer	Benämning
1	1	XA4-82107-G0	Laddare
2	1	XA4-87209-A0	Kontakt
3	1	XA4-85586-00	Fläkt




Elektriska komponenter

Position	Antal	Artikelnummer	Benämning
1	1	XA4-W8251-00	Huvudströmbrytare
2	1	XA4-82552-00	Av/På -knapp
3	1	XA4-83383-00	Summer
4	1	XA4-81802-00	Motor
5	1	XA4-86530-00	Strömplatta
6	1	XA4-W8591-A1	Kontrollplatta Vänster
7	1	XA4-W8590-A1	Kontrollplatta Höger
8	1	XA4-W8618-00	Rotor huset
9	1	XA3-W8368-00	Sensorkpaket
10	1	XA4-W8724-A0	Honuttag
11	1	XA4-W8726-00	Kopplingsenhet
12	1	XA4-W836Y-00	Kabel




Drivhjul

Position	Antal	Artikelnummer	Benämning
1	1	XA4-2530M-A0	Drivhjul 24" Typ A
	1	XA4-2530M-B0	Drivhjul 22" Typ A
	1	XA4-2530N-A0	Drivhjul 24" Typ B
	1	XA4-2530N-B0	Drivhjul 22" Typ B
	1	Kontakta oss	Drivhjul 20" eller 26" Type A/B
2	1	Se hemsidan	Däck & slang
3	1	XA3-W253A-05	Drivring 20" Rostfri
	1	XA3-W253A-00	Drivring 22" Rostfri
	1	XA3-W253A-10	Drivring 24" Rostfri
	1	XA3-W253A-20	Drivring 26" Rostfri
	1	XA3-W253A-49	Drivring 20" Poly kompakt
	1	XA3-W253A-50	Drivring 22" Poly kompakt
	1	XA3-W253A-60	Drivring 24" Poly kompakt
	1	XA3-W253A-70	Drivring 26" Poly kompakt
	1	XA3-W253A-84	Drivring 20" Geleplastad
	1	XA3-W253A-85	Drivring 22" Geleplastad
	1	XA3-W253A-80	Drivring 24" Geleplastad
	1	XA3-W253A-88	Drivring 26" Geleplastad
	1	XA3-W253A-93	Drivring 20" Maxgrepp
	1	XA3-W253A-91	Drivring 22" Maxgrepp
	1	XA3-W253A-90	Drivring 24" Maxgrepp
	1	XA3-W253A-92	Drivring 26" Maxgrepp
	4	1	XA4-W4632-00
5	1	XA3-25350-00	Handtag
6	1	XA4-2530B-G0	Kåpa
7	1	XA4-W253E-G1	Axel Ø12 STD
8	1	XA3-W2537-00	Typ A
	1	XA3-W2537-50	Typ B
9	1	XA4-W2535-10	Drivringskit 24" Typ A
	1	XA4-W2535-60	Drivringskit 24" Typ B
	1	XA4-W2535-00	Drivringskit 22" Typ A
	1	XA4-2535-50	Drivringskit 22" Typ B
	1	Kontakta oss	Drivringskit 20"/26" Typ A/B
10	12	XA3-25364-00	Dämpare
11	1	XA4-W4313-G0	Navhylse set Ø12 STD
12	1	XA4-25304-02	Eker 22" längd=147
	1	XA4-25304-03	Eker 22" längd=152
	1	XA4-25304-12	Eker 24" längd=173
	1	XA4-25304-13	Eker 24" längd=178
	1	XA4-25304-22	Eker 26" längd=198
	1	XA4-25304-23	Eker 26" längd=203
	1	Se position 7	Axel Ø12 kort modell
13	1	MEMAX12,7-42	Axel Ø12,7 kort modell
	1	MEMAX12-55	Axel Ø12 lång modell
	1	MEMAX12,7-55	Axel Ø12,7 lång modell
14	1	Se position 11	Navhylsa Ø12 kort modell
	1	HW066	Navhylsa Ø12,7 kort modell
	1	HW068	Navhylsa Ø12 lång modell
	1	HW067	Navhylsa Ø12,7 lång modell




Drivenhet Vänster

Position	Antal	Artikelnummer	Benämning
1	1	XA4-463A1-G0	Drivenhet vänster
2	1	XA4-W4638-00	Axelenhet
3	1	XA3-46241-00	Drivrem
4	1	XA4-46105-00	Motorskydd
5	1	XA3-W4633-00	Skydd T/M
6	1	XA3-46319-00	Packning
7	1	XA2-81897-01	Motor packning
8	1	XA3-W8184-00	Platta
9	1	XA3-43135-00	Gummi
10	1	XA4-21411-01	Motorfäste



Drivenhet Höger

Position	Antal	Artikelnummer	Benämning
1	1	XA4-463A2-G0	Drivenhet höger
2	1	XA4-W82110-01	Batterihållare
3	1	XA4-W4638-00	Axelenhet
4	1	XA3-46241-00	Drivrem
5	1	XA3-W4633-00	Skydd T/M
6	1	XA3-46319-00	Packning
7	1	XA2-81897-01	Motor packning
8	1	XA3-43135-00	Gummi
9	1	XA4-21411-01	Motorfäste
10	1	XA4-46105-00	Motorskydd
11	1	XA4-W2134-00	Batterifäste2
12	1	XA4-W2135-00	Batterifäste3
13	1	XA4-W213H-00	Skydd
14	1	XA3-W8236-01	Batteriplatta infästning
15	1	XA3-W8184-00	Platta





Kontakt info.

Decon Wheel AB
Södra Ekeryd 115
314 93 Hyltebruk
Sweden
Telefon: 0345-408 80
Fax: 0345-408 95
e-post: info@decon.se
Hemsida: <http://www.decon.se/>