



Checklista översyn:

Hjälpmedelsnummer:

Individnummer:

E-Walk Serienummer:

Checklista:

- Kontroll av batterispänning 24 Volt.
- Kontroll av batteripolernas förbindelser.
- Kontroll av laddningskontaktens förbindelse.
- Kontroll av laddspänningen 24 Volt.
- Kontroll av huvudströmbrytaren.
- Kontroll av säkringen.
- Kontroll av manöverreglaget.
- Kontroll av fästbeslag samt frikopplingsfunktion.
- Rengöring av produkten med fuktig trasa (såpvatten).

Arbetet utfört av:

Datum: