



### **Checklista rekonditionering:**

Hjälpmedelsnummer: .....

Individnummer: .....

E-Walk Serienummer: .....

#### Checklista:

- Kontroll av batterispänning 24 Volt.
- Kontroll av batteripolernas förbindelser.
- Kontroll av laddningskontaktens förbindelse.
- Kontroll av laddspänningen 24 Volt.
- Kontroll av huvudströmbrytaren.
- Kontroll av säkringen.
- Kontroll av manöverreglaget.
- Kontroll av fästbeslag samt frikopplingsfunktion.
- Rengöring av produkten med fuktig trasa (såpvatten).
- Vid repig eller sprucken kåpa bytes denna.

Arbetet utfört av: .....

Datum: .....