

decon
mobility



E-DRIVE



Ervaar de vrijheid met E-Drive. Vergroot uw toegankelijkheid en verbeter uw kwaliteit van leven.

E-Drive is een aandrijfeenheid die eenvoudig aan handmatige rolstoelen kan worden bevestigd. Het is uitgerust met de nieuwste technologie in wielnaafmotoren. Met de E-Drive kun je kiezen of je de elektrische motor wilt gebruiken of de rolstoel met de hand wilt voortbewegen in absolute vrijloopstand.

Specificaties

Motor	24V 120Wx2
Accutype	NiMH, 24V x 6,7Ah / Li-ion, 25V x 10,08Ah
Gewicht per wiel	7 kg
Totaalgewicht	16 kg (incl. NiMH-batterij), 17,5 kg (incl. Li-iON-batterij)
Toename breedte rolstoel na opbouw	Tot 4 cm (totaal)
Wielgrootte	16", 20", 22", 24", 25", 26"
Luchtdruk	6 Bar, 600 kPa
Snelheid	0-6 km/u
Maximale actieradius (met volledig opgeladen accu)	Ca. 16 km, NiMH / Ca. 30 km, Li-iON
Maximaal gebruikersgewicht	150 kg
Maximale helling	6 graden
CE-markering	In overeenstemming met MDR 2017/745 klasse 1
USB-poort voor het opladen van de telefoon	Via geïntegreerde USB-poort (5V, 500 mA max.)
Display	LCD (Zichtbaar in zonlicht)
Programmeerparameters	Joystick of computer (Smart Tune)
Acculader	100 tot 240V AC, 50/60Hz
Oplaadtijd	Ca. 3 u NiMH / ca. 4 u Li-iON



Scan de QR-code voor meer informatie.

E-drive

Accuposities

- Onder de zitting in een tas
- Aan de rug in een tas



Individuele programmering

Li-ion/NiMH accu verwijderen

- Afneembaar
- 2 jaar garantie
- IATA goedgekeurd

Joystick en/of begeleidersbediening

Met de joystick of een computerprogramma kunt u eenvoudig parameters aanpassen, zoals snelheidsverhoging, snelheidsverlaging, draai- en stuurgevoeligheid, joystickgevoeligheid of de drie verschillende rijmodi: sport, standaard of soft. Sturen is eenvoudig met een joystick en het display is zelfs in direct zonlicht zichtbaar. E-Drive kan ook worden uitgerust met begeleidersbediening. E-Drive is zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik.



Scan de QR-code voor meer informatie.

Samen kunnen we vrijheid creëren!

Volg ons:



decon.se
mobilityproducts.nl

