

decon  
mobility

**E•WALK**





## **E-Walk er en ledsagerstyrt drivenhet som gir ekstra trekkraft til rullestolen i oppoverbakker og bremser rullestolen ved nedoverkjøring.**

Når E-Walk ikke er i bruk, kan motoren enkelt tas av med et enkelt håndgrep. Kontrollpanelet, med et komfortabelt og ergonomisk håndtak, monteres direkte på rullestolens skyvehåndtak.

Siden E-Walk enkelt kan tilpasses ulike rullestoler, er den et utmerket valg både som standardutstyr og som et ergonomisk hjelpemiddel for arbeidsplasser som skoler, dagsentre, bofellesskap og sykehjem.

E-Walk er like godt egnet for både innendørs og utendørs bruk og har en rekkevidde på opptil 25 km per lading.

## **Spesifikasjoner**

|                                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Motor</b>                                       | 24V 200 W                                                             |
| <b>Batteritype</b>                                 | Bly (gel) 24V, 12Ah, LiFePO4 24V, 18Ah                                |
| <b>Totalvekt</b>                                   | Basenhet 15,4 kg<br>Batteri LiFePO4 3,95 kg<br>Batteri Bly (gel) 8 kg |
| <b>Maks brukervekt</b>                             | Maks 150 kg                                                           |
| <b>Passer rullestolbredde</b>                      | 37,5–60 cm                                                            |
| <b>Drivhjul</b>                                    | 200x50, massiv                                                        |
| <b>Hastighet forover</b>                           | 0–6 km/h                                                              |
| <b>Maksimal rekkevidde med fulladede batterier</b> | Opptil 22 km                                                          |
| <b>Maksimal stigningsgrad</b>                      | 6 grader                                                              |
| <b>Batterilader</b>                                | 100–240 V AC, 50/60Hz                                                 |
| <b>Ladetid</b>                                     | Normal ladetid 3–4 timer (LiFePO4)                                    |
| <b>CE-merking</b>                                  | I samsvar med MDR 2017/745 klasse 1                                   |



Vennligst skann QR-koden for mer informasjon.

## E-walk

---

### Enkel og smidig

Lett å håndtere og gir sømløs kjøring i ulike miljøer.

### Enkel å montere og ta av ved behov

Rask montering og demontering uten behov for avansert verktøy.

### Ekstra trekkraft og bremsekraft

Gir økt kraft i oppoverbakker og effektiv bremsing i nedoverbakker.

### Kompatibel med mange ulike rullestoler

Fleksibelt design som passer til ulike rullestolmodeller.

### Gjennomtenkt design for optimal kontakt med alle underlag

Tilpasser seg for stabilitet og godt grep på ulike underlag.



## Programmerbar ledsagerstyring

---

**Batteriindikator** Viser gjeldende batterinivå for å sikre drift og planlegging av lading.

### Programmerbar

Justerbare innstillinger for hastighet, akselerasjon og følsomhet, tilpasset brukerens behov.

### Adapter for rullestol

Stabil og sikker montering for enkel ledsagerstyring.

### Komfortabelt gasshåndtak

Ergonomisk utformet for komfortabel og jevn betjening ved lengre tids bruk.



Vennligst skann QR-koden for mer informasjon

**Together we can  
create freedom!**

Følg oss:



---

**decon.se**

