



Designad för ett mer aktivt liv

VAD FÅR JAG NÄR JAG BESTÄLLER ADVENTUS?

- 1 adventus
- Svensk manual
- 2 års garanti

Checklista för att beställa

- ☐ Kontrollera att rullstolen har en förstärkt fotbåge i Ø16, Ø18 or Ø20 mm rördiameter
- ☐ Kontrollera att användaren ha minst 40 mm utrymme mellan fötterna (på fotbågen)
- ☐ Kontrollera om c/c distans till fotbågsrör är minst 60 och max 135 mm



Adventus är ett tillbehör som gör att du använder din rullstol på ojämn mark betydligt lättare, till exempel i trädgården, på stranden eller på stigar. Även på vanliga ytor kommer du att vara mycket mer bekväm eftersom Adventus ger en mjukare åktur.

Du kan själv enkelt montera Adventus med hjälp av en snabbkoppling som klämmer runt fotstödet.

Om du vill ta bort den tillfälligt, går det att hänga Adventus på en hållare (tillbehör) som passar på baksidan av rullstolen.



TEKNISKA FAKTA

Längd	ca. 450 mm främre fotbåge
Höjd	ca. 350 mm från golv
Hjul dimension	10"
Vikt	2,45 kg

ARTIKELNUMMER

Adventus


Svart (standard)

ADV3100



Välkommen att kontakta oss
på telefon 0345 - 408 80
eller info@decon.se

TILLBEHÖR



Gafflar och hållare

En hållare till Adventus är tillgänglig som passar på baksidan av rullstolen.


ADV3050

DÄCK



	ETRTO	Dimension	Artikelnummer
10"	54-152	10 x 2	DM1013

ANDRA FÄRGER



Adventus kan levereras i andra färger.
Kontakta oss för mer information.

KRYSSRAMSINFÄSTNING



Max. brukarvikt
125 kg

ARTIKELNUMMER **Adventus**

Kryssramsinfästning för stolsbredd 33-39cm	ADV5000
Kryssramsinfästning för stolsbredd 39-45cm	ADV5001
Kryssramsinfästning för stolsbredd 45-52cm	ADV5002



 **decon**
www.decon.se

Södra Ekeryd 119 314 93 Hyltebruk

Telephone: +46 (0)345 40880 - Fax: +46 (0)345 40895

E-mail: info@decon.se

Decon reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tillfället för denna tryckning.
Alla rättigheter är reserverade för Decon. Med förbehåll för tryck- och skrivfel samt utgångna varor och felaktiga bilder.