


decon
mobility



ADVENTUS



Overwin elk terrein met vertrouwen – Adventus transformeert uw handbewogen rolstoel in een offroad-metgezel.

Het robuuste 10 inch voorwiel tilt de kleine zwenkwielen van de grond, zodat obstakels zoals wortels, stenen of drempels u niet kunnen stoppen. Het resultaat is een soepelere, stabielere en veiligere rit op bospaden, grind, kasseien, zandstranden of oneffen trottoirs.

Adventus is snel te bevestigen en te demonteren zonder gereedschap en kan gemakkelijk worden opgeborgen wanneer hij niet wordt gebruikt. Lichtgewicht maar toch duurzaam, compatibel met de meeste handbewogen rolstoelen, zowel met een vast als een opvouwbaar frame, en biedt gebruikers meer vrijheid zonder in te boeten aan comfort of controle.

Of u nu geniet van een wandeling in de natuur, met het gezin naar het strand gaat of door oneffen straten in de stad rijdt, Adventus maakt elke reis gemakkelijker. Het is meer dan alleen een accessoire, het opent nieuwe mogelijkheden om de wereld op uw eigen manier te verkennen.

Adventus – stap voor stap de wereld meer toegankelijk maken.

Specificaties

Lengte	ca. 450 mm
Hoogte	ca. 350 mm
Wielmaat	10"
Gewicht	2,45 kg
CE-Keurmerk	Conform MDR 2017/745 klasse 1



Scan de QR-code voor meer informatie.



Frame adapter

De frame adapter geeft uw combinatie van Adventus en rolstoel maximale flexibiliteit en compatibiliteit. Met deze slimme oplossing kan Adventus eenvoudig worden gemonteerd op rolstoelen met een kruisframe, waardoor een veilige en stabiele bevestiging wordt gegarandeerd. De adapter maakt het mogelijk om van alle voordelen van Adventus te genieten zonder in te boeten aan veiligheid of comfort, ook als uw rolstoel een opvouwbaar frame heeft. Of het nu voor dagelijks gebruik is of voor veeleisende omgevingen, de opvouwbare frame adapter zorgt ervoor dat Adventus naadloos integreert en betrouwbaarheid en gebruiksgemak biedt.



Rijd gemakkelijk over oneffen grond

Met Adventus kunt u vol vertrouwen over oneffen oppervlakken zoals grind, kasseien of gras rijden. Het sterke en duurzame ontwerp verbetert de tractie en stabiliteit, waardoor u minder kracht hoeft te zetten om de rolstoel voort te duwen. Hierdoor verloopt het verplaatsen in de buitenlucht soepeler, veiliger en leuker, zodat u zich kunt concentreren op waar u naartoe gaat en niet op de obstakels die u onderweg tegenkomt.



Scan de QR-code voor meer informatie.

Samen kunnen we vrijheid creëren!

Volg ons:



decon.se

mobilityproducts.nl

