

 **E-MOVE**



 **decon**
Creating Freedom



Letvægt, nyeste teknologi og
tilpasset til dig og dit behov



BATTERIER OG FLY (DGR)

Det er ingen problem at tage dit NiMH batteri med i flyet. NiMH klassificeres ikke som farligt gods i henhold til IATA (farlig gods regler).

Li-ion batteri kategoriseres som farligt gods, men er normalt ingen problem at få med flyet, man skal blot kontakte flyselskabet inden man skal afsted og ved afgang kunne vise et battericertifikat.

Battericertifikat findes og downloades på vores hjemmeside www.decon.dk

BATTERIER

1 = NiMH BATTERI,
k r e s t r k n i n g **20km**
2 = LI-ION BATTERI,
k r e s t r k **35km**

- Normal opladning 2-3 timer, fuld kapacitet)
- Service opladning (g lder kun NiMH batteri) (3-13 timer, fuld kapacitet)

* 1



Laderen har et indbygget serviceprogram (3-13 timer). Servicelampen blinker (gul) når batteriet beh ver en serviceopladning. (behovet opstår imellem hver 13-26 opladning).

Begge batterier kan vise kapacitet med et enkelt tryk.

- På batteriet kan du simpelt få info om:
- Batterikapacitet
- Batteridiagnose
- Kapacitet ift. nyt batteri

* 2




* Standardudstyr til E-Move

UNIK, PÅLITLIG, TRYGG OCH BESTÄNDIG

Du behöver inte fundera på obalans i armkraft eller på någon annan specifik egenskap. Med hjälp av programmeringsmjukvaran till E-Move kan du finjustera parametrarna. Dina specifika inställningar kan sparas på dator. Om du väljer att skicka med resultatet till Decon, tar vi hand om programmering och E-Move är färdigprogrammerad direkt vid leverans. Säkerheten är alltid viktigast för Decon. Därför sparas alla inställningar till högra hjulet som säkerhetskopior på det vänstra hjulet och tvärtom.

Kalibrering har aldrig varit så enkel. Inom en minut kalibrerar man båda hjulen. Det är inte bara snabbt, det är tryggt (väl skyddat), otroligt noggrant och beständigt.

Kontakta oss gärna för att få mer (teknisk) information om produkten eller om kostnadsfri produktutbildning!



Checklist EC



r r r k t
s o s r o m t



o r o t k r sto

Er r o t r t o m
s r sm t , s ko takt o s



 **decon**
www.decon.se

Södra Ekeryd 119 314 93 Hyltebruk

Telephone: +46 (0)345 40880 - Fax: +46 (0)345 40895

E-mail: info@decon.se

Decon reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tillfället för denna tryckning.
Alla rättigheter är reserverade för Decon. Med förbehåll för tryck- och skrivfel samt utgångna varor och felaktiga bilder.