

Tableau de compatibilité Enjo / Enjo compatibility

Marque / Brand	Modèle / Model	Taille des roues / Wheels size	Compatibilité / Compatibility	Référence support / Lateral parts reference	Largeur d'assise compatible / Compatible seat width						Informations ENJO externe / External ENJO information	Lien Photo / Photo Link	Documentation spécifique / Specific documentation			
					EJ010		EJ011		EJ012							
ALBATROS	ALBATROS	12	OUI / YES	EJ021 + EJ022	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		Images de mise en place sur ALBATROS	
ARIA	AGILE	24	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
ARIA	Aria 2.0 AI	24,25	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
ARIA	Kid	20,22	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
ARIA	Kid	24	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
ARIA	Speciale	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
BASTIDE	Pocket	12	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm			EJ020
BEROLLKA	Findus	26	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm			EJ020
BEROLLKA	Ryder AR	22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm			EJ020
BEROLLKA	SLASH	24	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
BEROLLKA	SLASH	22	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
BEROLLKA	YUKI	22,24	OUI / YES	EJ021	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm			EJ021
CREE	CRUISER SCOUT		OUI / YES	EJ020 + EJ022	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm	Poussette		EJ020 + EJ022
DRIVE	Novo Light	24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm			EJ020
DRIVE	STAN ULTRA / STANUP	12	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm	Installation devant les fixation de croisillons / brackets on the front of the cross bar		EJ020
DUPONT MEDICAL	Aïto plus NV	24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm			EJ020
ETAC	CRISSY	20	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm			EJ020
ETAC	CRISSY	22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm			EJ020
ETAC	Cross 5	22,24	OUI / YES	EJ024	26,5 cm	=>	32,9 cm	33,0 cm	=>	44,9 cm	45,0 cm	=>	57,0 cm			EJ024
ETAC	Cross 5	20	OUI / YES	EJ024	26,5 cm	=>	32,9 cm	33,0 cm	=>	44,9 cm	45,0 cm	=>	57,0 cm			EJ024
ETAC	Cross 5XL	20	OUI / YES	EJ024	26,5 cm	=>	32,9 cm	33,0 cm	=>	44,9 cm	45,0 cm	=>	57,0 cm			EJ024
ETAC	Cross 5XL	22,24	OUI / YES	EJ024	26,5 cm	=>	32,9 cm	33,0 cm	=>	44,9 cm	45,0 cm	=>	57,0 cm			EJ024
ETAC	Cross 6	20	OUI / YES	EJ024	26,5 cm	=>	32,9 cm	33,0 cm	=>	44,9 cm	45,0 cm	=>	57,0 cm			EJ024
ETAC	Cross 6	22,24	OUI / YES	EJ024	26,5 cm	=>	32,9 cm	33,0 cm	=>	44,9 cm	45,0 cm	=>	57,0 cm			EJ024
ETAC	M100	22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm			EJ020
ETAC	M100	20	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm			EJ020
ETAC	Prio	16,20,22,24	OUI / YES	No lateral parts needed	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm			No lateral parts
ETAC	R82	12,5,22	OUI / YES	EJ021 + 4 x 061P231	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm			EJ021
ETAC	R82 Kudu	20,22,24	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
ETAC	Xact	24,25	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
ETAC	Xact	20,22	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
EUROMOVE	Swingbo plus	20,22	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm			EJ020
EUROMOVE	Swingbo plus	24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm			EJ020
EXCEL MOBILITY	EXCEL 6-LIGHTWEIGHT	24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm			EJ020

Tableau de compatibilité Enjo / Enjo compatibility

Marque / Brand	Modèle / Model	Taille des roues / Wheels size	Compatibilité / Compatibility	Référence support / Lateral parts reference	Largeur d'assise compatible / Compatible seat width						Informations ENJO externe / External ENJO information	Lien Photo / Photo Link	Documentation spécifique / Specific documentation		
					EJ010		EJ011		EJ012						
GTM	Mustang	24,25	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
HD rehab	Balance	16,24				=>			=>			=>			
HMS	VILGO CEASAR		OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
INVACARE	Action 1 NG	24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
INVACARE	Action 2	24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
INVACARE	Action 2 NG	24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
INVACARE	Action 2 Transit	12	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
INVACARE	Action 2000	24	OUI / YES	EJ020	27,8 cm	=>	34,2 cm	34,3 cm	=>	46,2 cm	46,3 cm	=>	66,8 cm		EJ020
INVACARE	Action 3 / Action 3 NG	20	OUI / YES	EJ020	26,7 cm	=>	33,2 cm	33,3 cm	=>	45,2 cm	45,3 cm	=>	65,7 cm		EJ020
INVACARE	Action 3 / Action 3 NG	22,24	OUI / YES	EJ020	26,7 cm	=>	33,2 cm	33,3 cm	=>	45,2 cm	45,3 cm	=>	65,7 cm		EJ020
INVACARE	Action 3 Junior	20	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
INVACARE	Action 3 Junior	22	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
INVACARE	Action 3 rockin chair	24				=>			=>			=>			
INVACARE	Action 3 Transit	12	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
INVACARE	Action 4 / Action 4 NG	20	OUI / YES	EJ020	25,9 cm	=>	32,4 cm	32,5 cm	=>	44,4 cm	44,5 cm	=>	64,9 cm		EJ020
INVACARE	Action 4 / Action 4 NG	22,24	OUI / YES	EJ020	25,9 cm	=>	32,4 cm	32,5 cm	=>	44,4 cm	44,5 cm	=>	64,9 cm		EJ020
INVACARE	Action 4 Transit	12	OUI / YES	EJ020	25,9 cm	=>	32,4 cm	32,5 cm	=>	44,4 cm	44,5 cm	=>	64,9 cm		EJ020
INVACARE	Action 5	22,24	OUI / YES	EJ020	26,7 cm	=>	33,2 cm	33,3 cm	=>	45,2 cm	45,3 cm	=>	65,7 cm		EJ020
INVACARE	Action XT		OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
INVACARE	Alu Lite	12	OUI / YES	2 x EJ020 + EJ022	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm	Neessite retouche des brides A	A venir
INVACARE	Azalea / Azalea tall	16,22,24	OUI / YES	EJ023	22,6 cm	=>	29,0 cm	29,1 cm	=>	41,0 cm	41,1 cm	=>	61,6 cm	Pour Les roues en taille 16 et 20 utiliser le pack EJ025	EJ023
INVACARE	Azalea Assist	16,22,24	OUI / YES	EJ023	22,6 cm	=>	29,0 cm	29,1 cm	=>	41,0 cm	41,1 cm	=>	61,6 cm		EJ023
INVACARE	Clematis	16,20,22,24	OUI / YES	EJ025	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar		EJ025
INVACARE	Clematis Pro	12,24	OUI / YES	EJ021	27,8 cm	=>	34,2 cm	34,3 cm	=>	46,2 cm	46,3 cm	=>	66,8 cm		EJ021
INVACARE	Kuschall Advance	22	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
INVACARE	Kuschall Advance	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
INVACARE	Küscharl Champion	22,24,25,26	OUI / YES	YPA0120 + 2 x 061P208		=>			=>			=>		Pour le choix de la barre, se référer à la barre de YOMPER / Use YOMPER bar	
INVACARE	Küscharl Champion 2	22,24,25,26	OUI / YES	YPA0120 + 2 x 061P208		=>			=>			=>		Pour le choix de la barre, se référer à la barre de YOMPER / Use YOMPER bar	
INVACARE	Kuschall Champion SL	24,25,26	OUI / YES	YPA0120 + 2 x 061P208		=>			=>			=>		Pour le choix de la barre, se référer à la barre de YOMPER / Use YOMPER bar	
INVACARE	Küscharl Compact	22,24,25,26	OUI / YES	EJ020	27,0 cm	=>	33,5 cm	33,6 cm	=>	45,5 cm	45,6 cm	=>	66,0 cm		EJ020
INVACARE	Küscharl Compact 2,0	24,25,26	OUI / YES	EJ021 + entretoise spé	26,7 cm	=>	33,2 cm	33,3 cm	=>	45,2 cm	45,3 cm	=>	65,7 cm		EJ021
INVACARE	Küscharl Compact Attract	24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
INVACARE	Kuschall K4 Airlite	24,25,26				=>			=>			=>			
INVACARE	Kuschall Kseries	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
INVACARE	Kuschall Kseries 2.0	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
INVACARE	Kuschall Kseries attract	24	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033

Tableau de compatibilité Enjo / Enjo compatibility

Marque / Brand	Modèle / Model	Taille des roues / Wheels size	Compatibilité / Compatibility	Référence support / Lateral parts reference	Largeur d'assise compatible / Compatible seat width						Informations ENJO externe / External ENJO information	Lien Photo / Photo Link	Documentation spécifique / Specific documentation		
					EJ010		EJ011		EJ012						
INVACARE	Kuschall KSL	24,25	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
INVACARE	Kuschall R33	24,24	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
INVACARE	Küschall Ultralight	22,24,25,26	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
INVACARE	Rea Dahlia	16,20,22,24	OUI / YES	EJ021	30,8 cm	=>	37,8 cm	36,8 cm	=>	49,8 cm	48,8 cm	=>	69,8 cm		EJ021
INVACARE	Rea focus	20,22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
INVACARE	SPIREA 4NG		OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
INVACARE	XLT Actif	22,24,25,26	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
INVACARE	XLT Max	24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
INVACARE	XLT Swing	22,24,25,26	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
KI MOBILITY	CATALYST 5	20	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
KI MOBILITY	CATALYST 5	22,24,25,26	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
KI MOBILITY	CATALYST 5 VX	22,24,25,26	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
KI MOBILITY	CATALYST 5 VX	20	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
KI MOBILITY	CATALYSTE 4	20	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
KI MOBILITY	CATALYSTE 4	22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
KI MOBILITY	CATALYSTE 4 C	20	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
KI MOBILITY	CATALYSTE 4 C	22,24,25,26	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
KI MOBILITY	Focus CR	12,16,20,22,24	OUI / YES	EJ028	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm	Neessite un chassi a 140mm du sol minimum / Need 140mm bottom bar from the ground	EJ028
KI MOBILITY	Liberty	12,16,20,22,24	OUI / YES	EJ022	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm	Compatibility settings Ki Mobility Liberty	EJ022
KI MOBILITY	Little Wave Flip	12,16,20,22,24	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
KI MOBILITY	LITTLEWAVECLICK	24	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
KI MOBILITY	LITTLEWAVECLICK	18,20,22	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
KI MOBILITY	ROGUE 2	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
KI MOBILITY	ROGUE 2	20,22	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
KI MOBILITY	ROGUE XP	24,25	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
KI MOBILITY	ROGUE XP	18,20,22	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
LE FAUTEUIL ROULANT FRANCAIS	Elan	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
LIFE & MOBILITY	ROXX	22,24,26	OUI / YES	EJ021 + EJ022	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		
LIFE AND MOBILITY	CANTO	24	OUI / YES	EJ022	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		
MEYRA	3,940 FORMAT	22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
MEYRA	AVANTI	22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
MEYRA	AVANTI PRO	24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
MEYRA	BUDGET	24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
MEYRA	Eurochair 1,750	22,24	OUI / YES	EJ022	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020

Tableau de compatibilité Enjo / Enjo compatibility

Marque / Brand	Modèle / Model	Taille des roues / Wheels size	Compatibilité / Compatibility	Référence support / Lateral parts reference	Largeur d'assise compatible / Compatible seat width						Informations ENJO externe / External ENJO information	Lien Photo / Photo Link	Documentation spécifique / Specific documentation
					EJ010		EJ011		EJ012				
MEYRA	Eurochair 1850	22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
MEYRA	Eurochair 2 2850	22,24,25,26	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
MEYRA	Eurochair 2750	24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
MEYRA	FEMTO R 1,180	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033	
MEYRA	FUSE R 1180	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033	
MEYRA	Hurricane	24,25	OUI / YES	EJ033	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033	
MEYRA	NANO C	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033	
MEYRA	Nano X 1.156												
MEYRA	SERVICE 3600	12,5 22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
MEYRA	Smart F	24,25,26	OUI / YES	EJ020	26,6 cm =>	33,0 cm	33,1 cm =>	45,0 cm	45,1 cm =>	65,6 cm		EJ020	
MEYRA	Smart S	24,25,26	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
MEYRA	X1												
MEYRA	ZX 1		OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
MOTION COMPOSITES	Apex A	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033	
MOTION COMPOSITES	Apex A	20,22	OUI / YES	EJ033	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033	
MOTION COMPOSITES	Apex Carbon	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033	
MOTION COMPOSITES	Apex Carbon	20,22	OUI / YES	EJ033	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033	
MOTION COMPOSITES	Helio A6	22,24,25,26	OUI / YES	EJ021	30,8 cm =>	37,8 cm	36,8 cm =>	49,8 cm	48,8 cm =>	69,8 cm		EJ021	
MOTION COMPOSITES	Helio A6	20	OUI / YES	EJ021	30,8 cm =>	37,8 cm	36,8 cm =>	49,8 cm	48,8 cm =>	69,8 cm		EJ021	
MOTION COMPOSITES	Helio A7	22,24,25,26	OUI / YES	EJ021	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ021	
MOTION COMPOSITES	Helio A7	20	OUI / YES	EJ021	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ021	
MOTION COMPOSITES	Helio C2	22,24,25,26	OUI / YES	EJ021	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ021	
MOTION COMPOSITES	Helio C2	20	OUI / YES	EJ021	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ021	
MOTION COMPOSITES	HELIO KIDS	20	OUI / YES	EJ021	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ021	
MOTION COMPOSITES	HELIO KIDS	22,24	OUI / YES	EJ021	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ021	
MOTION COMPOSITES	Move	22,24,25,26	OUI / YES	EJ021	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ021	
MOTION COMPOSITES	Move	20	OUI / YES	EJ021	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ021	
MOTION COMPOSITES	Veloce	22,24,25,26	OUI / YES	EJ021	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ021	
MOUVLY	TraceS	24,25	NON / NO										
NETTI	3	24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	59,0 cm		EJ020	
NETTI	5	16,20,22,24	OUI / YES	EJ029	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ029	
NETTI	4U CE Plus	12,16,22,24	OUI / YES	EJ026	22,5 cm =>	28,0 cm	28,5 cm =>	40,0 cm	40,5 cm =>	51,5 cm		EJ026	
OFFCARR	Alhena	24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
OFFCARR	Althea	22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
OFFCARR	Althea	12,22	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
OFFCARR	Antares	12,20,22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
OFFCARR	Ariel	12,20	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
OFFCARR	Ariel	22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
OFFCARR	Arya	20	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	

Tableau de compatibilité Enjo / Enjo compatibility

Marque / Brand	Modèle / Model	Taille des roues / Wheels size	Compatibilité / Compatibility	Référence support / Lateral parts reference	Largeur d'assise compatible / Compatible seat width						Informations ENJO externe / External ENJO information	Lien Photo / Photo Link	Documentation spécifique / Specific documentation		
					EJ010		EJ011		EJ012						
OFFCARR	Venus elite	24,25	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
OFFCARR	XLR8	24,25	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
OFFCARR	Zodiac	24,25	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
OTTOBOCK	Avantgarde	22,24,25	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
OTTOBOCK	Avantgarde 4	22,24,25	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
OTTOBOCK	Avantgarde 4 - sans réglage	22,24,25	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
OTTOBOCK	Avantgarde 4 CV/DS/DV	22,24,25,26	OUI / YES	EJ020	25,8 cm	=>	32,2 cm	32,3 cm	=>	44,2 cm	44,3 cm	=>	64,8 cm		EJ020
OTTOBOCK	Avantgarde Teen 2	22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
OTTOBOCK	Avantgarde Teen 2	20	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
OTTOBOCK	Avantgarde XXL2	24,25	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
OTTOBOCK	Bravo Racer					=>			=>			=>			
OTTOBOCK	Discovery		OUI / YES		No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar		Photos
OTTOBOCK	Innov Junior		OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
OTTOBOCK	Innov XXL		OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
OTTOBOCK	Invader					=>			=>			=>			
OTTOBOCK	Invader Wave					=>			=>			=>			
OTTOBOCK	KIMBA CROSS	20?	OUI / YES	EJ021	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ021
OTTOBOCK	Kimba double					=>			=>			=>			
OTTOBOCK	Motus	22,24	OUI / YES	EJ020	26,2 cm	=>	32,7 cm	32,8 cm	=>	44,7 cm	44,8 cm	=>	65,2 cm		EJ020
OTTOBOCK	Motus 2.0	22,24	OUI / YES	EJ020	26,0 cm	=>	32,5 cm	32,6 cm	=>	44,5 cm	44,6 cm	=>	65,0 cm		EJ020
OTTOBOCK	Start		OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
OTTOBOCK	Start 4 M2	24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
OTTOBOCK	Start M2		OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
OTTOBOCK	Ventus		OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
OTTOBOCK	Voyager Evo		OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
OTTOBOCK	Zenit	24,25	OUI / YES	YPA0121 + 2 x 061P208		=>			=>			=>		Pour le choix de la barre, se référer à la barre de YOMPER	
OTTOBOCK	Zenit R / Zenith R CTR	24,25	OUI / YES	YPA0121 + 2 x 061P208		=>			=>			=>		Pour le choix de la barre, se référer à la barre de YOMPER	
PANTHERA	Bambino 3	24	OUI / YES	EJ033 + YPA0137	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PANTHERA	Bambino 3	20,22	OUI / YES	EJ033 + YPA0137	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PANTHERA	S3	22	OUI / YES	EJ033 + YPA0137	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PANTHERA	S3	24,25,26	OUI / YES	EJ033 + YPA0137	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PANTHERA	S3 large	22	OUI / YES	EJ033 + YPA0137	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PANTHERA	S3 large	24,25,26	OUI / YES	EJ033 + YPA0137	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033

Tableau de compatibilité Enjo / Enjo compatibility

Marque / Brand	Modèle / Model	Taille des roues / Wheels size	Compatibilité / Compatibility	Référence support / Lateral parts reference	Largeur d'assise compatible / Compatible seat width						Informations ENJO externe / External ENJO information	Lien Photo / Photo Link	Documentation spécifique / Specific documentation		
					EJ010		EJ011		EJ012						
PANTHERA	S3 short	22	OUI / YES	EJ033 + YPA0137	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PANTHERA	S3 short	24,25,26	OUI / YES	EJ033 + YPA0137	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PANTHERA	S3 short abd	22	OUI / YES	EJ033 + YPA0137	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PANTHERA	S3 short abd	24,25,26	OUI / YES	EJ033 + YPA0137	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PANTHERA	S3 short low	22	OUI / YES	EJ033 + YPA0137	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PANTHERA	S3 short low	24,25,26	OUI / YES	EJ033 + YPA0137	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PANTHERA	U2 Light	24	OUI / YES	EJ033 + YPA0137	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PANTHERA	U3	24,25,26	OUI / YES	EJ033 + YPA0137	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PANTHERA	U3 light	24,25,26	OUI / YES	EJ033 + YPA0137	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PANTHERA	X	24,25,26	NON / NO			=>			=>			=>			
PANTHERA	X3	24,25,26				=>			=>			=>			
PDG Mobility	Fuze T50	20,22,24	OUI / YES	EJ021	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ021
PERMOBIL	TiLite 2GX	22,24,26	OUI / YES	YPA0115-25/50 2 x 061P208		=>			=>			=>		Pour le choix de la barre, se référer à la barre de YOMPER	
PERMOBIL	TiLite 2GX	20				=>			=>			=>			
PERMOBIL	TiLite Aero T	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PERMOBIL	TiLite Aero T	20,22	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PERMOBIL	TiLite Aero X	20	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
PERMOBIL	TiLite Aero X	22,24,26	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
PERMOBIL	TiLite Aero Z	24	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PERMOBIL	TiLite TR	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PERMOBIL	TiLite TR	20,22	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PERMOBIL	TiLite TRA	20,22				=>			=>			=>			
PERMOBIL	TiLite TRA	24,25,26				=>			=>			=>			
PERMOBIL	TiLite ZR	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PERMOBIL	TiLite ZR	20,22	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033

Tableau de compatibilité Enjo / Enjo compatibility

Marque / Brand	Modèle / Model	Taille des roues / Wheels size	Compatibilité / Compatibility	Référence support / Lateral parts reference	Largeur d'assise compatible / Compatible seat width						Informations ENJO externe / External ENJO information	Lien Photo / Photo Link	Documentation spécifique / Specific documentation		
					EJ010		EJ011		EJ012						
PERMOBIL	TiLite ZRA	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PERMOBIL	TiLite ZRA Titane serie 2	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PERMOBIL	TiLite ZRA Titane serie 2	20,22			=>			=>			=>				
PROACTIV	Buddy	24			=>			=>			=>				
PROACTIV	LITTY 4all	20,22,24			=>			=>			=>				
PROACTIV	LITTY 4you	20,22,24			=>			=>			=>				
PROACTIV	Speedy 4all	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PROACTIV	Speedy 4all "Ergo"	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PROACTIV	Speedy 4teen	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PROACTIV	Speedy 4you "Ergo"	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PROACTIV	Speedy A1	24,25,26	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
PROACTIV	Speedy A2	24,25,26	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
PROACTIV	Speedy F2	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PROACTIV	Speedy F4	24,25,26	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
PROACTIV	Traveler	24,25,26	OUI / YES	YPA0123 + 2 x 06IP208	=>			=>			=>			Pour le choix de la barre, se référer à la barre de YOMPER	
PROACTIV	Traveler 4all "Ergo"	24,25,26	OUI / YES	YPA0125 + 2 x 06IP208	=>			=>			=>			Pour le choix de la barre, se référer à la barre de YOMPER	
PROACTIV	Traveler 4you"Ergo"				=>			=>			=>				
PROGEO	Carbomax	24	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PROGEO	Duke Carbon Monocoque	24	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PROGEO	EASY TILT	12,22,24	OUI / YES	EJ021	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ021
PROGEO	Ego / Ego Carbon	22,24,25,26	OUI / YES	YPA0128 + 2 x 06IP208	=>			=>			=>			Pour le choix de la barre, se référer à la barre de YOMPER	
PROGEO	EGO CUSTOM	22,24,25,26			=>			=>			=>				
PROGEO	Exelle	22,24,26	OUI / YES	EJ020	25,9 cm	=>	32,4 cm	32,5 cm	=>	44,4 cm	44,5 cm	=>	64,9 cm		EJ020
PROGEO	Exelle Basic Light				=>			=>			=>				
PROGEO	Exelle Vario	22,24,26	OUI / YES	EJ020	26,1 cm	=>	32,5 cm	32,6 cm	=>	44,5 cm	44,6 cm	=>	65,1 cm		EJ020
PROGEO	Joker	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PROGEO	Joker	22	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PROGEO	Joker Energy	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
PROGEO	Joker Energy	22	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033

Tableau de compatibilité Enjo / Enjo compatibility

Marque / Brand	Modèle / Model	Taille des roues / Wheels size	Compatibilité / Compatibility	Référence support / Lateral parts reference	Largeur d'assise compatible / Compatible seat width						Informations ENJO externe / External ENJO information	Lien Photo / Photo Link	Documentation spécifique / Specific documentation			
					EJ010		EJ011		EJ012							
PROGEO	Joker Evolution		OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
PROGEO	Joker Junior 2.0	24	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
PROGEO	Joker Junior 2.0	22	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
PROGEO	Joker R2	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
PROGEO	Joker R2	22	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
PROGEO	Noir	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
PROGEO	Noir	22	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
PROGEO	Noir 2.0	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
PROGEO	Tekna Advance	22,24,25,26	OUI / YES	EJ021	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm			EJ021
PROGEO	Tekna Tilt	16	OUI / YES	EJ021		=>		28,0 cm	=>	39,5 cm	40,0 cm	=>	52,0 cm			EJ021
PROGEO	Tekna Tilt 2.0	16	OUI / YES	EJ021		=>		28,0 cm	=>	39,5 cm	40,0 cm	=>	52,0 cm			EJ021
PROGEO	Yoga	22,24,25,26	NON / NO			=>			=>			=>				
REHANORM	MULTITROLLER	16,20	OUI / YES	20 + EJ022 + Entretoises imprim	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm	Morphologie de poussette. Déport important sur l'arrière	REHANORM Multitroller + ENJO	
REHASENSE	Icon 60	24	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
REVAB	Mixx (XXL)	22,24,26		YPA0115-25/50 2 x 06IP209		=>			=>			=>				
REVAB	Mixx (XXL)	20				=>			=>			=>				
ROMA RMA	VIDA	24	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
RUPIANI	Sixi	22	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm			EJ020
RUPIANI	Weely	11,22	OUI / YES	No lateral parts needed	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm	Mise en place de la barre dans un des canons d'axes disponibles Attention, ne fonction pas avec roue de 12 et canons d'axes en position la plus haute	Mise en place barre sur RUPIANI Weely	No lateral parts
RYDER	Streety	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
SCHMICKING	X-Design	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
SORG	Airon	22	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
SORG	Airon	24	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel		EJ033
SORG	LOOPS RS	12,16,20,24	OUI / YES	EJ027	21,5 cm	=>	27,5 cm	28,0 cm	=>	39,9 cm	40,0 cm	=>	52,0 cm			EJ027
SPES	S-ECO 2	24	OUI / YES	EJ020 + EJ022	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm			EJ020 + EJ022

Tableau de compatibilité Enjo / Enjo compatibility

Marque / Brand	Modèle / Model	Taille des roues / Wheels size	Compatibilité / Compatibility	Référence support / Lateral parts reference	Largeur d'assise compatible / Compatible seat width						Informations ENJO externe / External ENJO information	Lien Photo / Photo Link	Documentation spécifique / Specific documentation		
					EJ010		EJ011		EJ012						
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Argon 2	22	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Argon 2	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Breezy 300	22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Breezy 300	12	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Breezy BasiX2	24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Breezy BasiX2	12	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Breezy RubiX2	22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Breezy Style X	24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Breezy Style X Ultra	24	OUI / YES	EJ020	26,3 cm	=>	32,7 cm	32,8 cm	=>	45,7 cm	45,8 cm	=>	65,3 cm		EJ020
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Breezy Style X Ultra	12	OUI / YES	EJ020	26,3 cm	=>	32,7 cm	32,8 cm	=>	45,7 cm	45,8 cm	=>	65,3 cm		EJ020
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Cirrus G5	16,20,22,24	OUI / YES	No lateral parts needed	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		No lateral parts
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Easy 300	22,24,25,26	OUI / YES	EJ020 + EJ022	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Easy life R	22,24,25	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Easy Max	24	OUI / YES	EJ020	25,7 cm	=>	32,2 cm	32,3 cm	=>	44,2 cm	44,3 cm	=>	64,7 cm		EJ020
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	EXIGO	22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	EXIGO	20	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	EXIGO 30	20,22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Helium	24,25	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Hi lite	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Ibis		OUI / YES	EJ025		=>			=>			=>			EJ025
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	IBIS		OUI / YES	EJ025		=>			=>			=>			EJ025
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Krypton R	24,25	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	MaxLite	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	MaxLite	22	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Neon	22,24,25,26	OUI / YES	YPA0127+ 2 x 061P208		=>			=>			=>		Pour le choix de la barre, se référer à la barre de YOMPER	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Nitrum	24,25	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Octane Sub 4	24,25	OUI / YES	EJ033	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	No central bar	=>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Quickie Easy Life T	22,24	OUI / YES	EJ020	25,0 cm	=>	31,5 cm	31,6 cm	=>	43,5 cm	43,6 cm	=>	64,0 cm		EJ020
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Quickie Iris	12,16,20,22,24	OUI / YES	EJ021 + 2 x 061P230	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm	ATTENTION : incompatible si présence de l'option "pédale au centre" compatibilité pour la forme carré du châssis	EJ021
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Quickie Krypton	24,25	OUI / YES	YPA0118/2 + 2 x 061P208		=>			=>			=>		Pour le choix de la barre, se référer à la barre de YOMPER	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Quickie Life	22,24,25,26	OUI / YES	EJ020	28,2 cm	=>	34,7 cm	34,8 cm	=>	46,7 cm	46,8 cm	=>	67,2 cm		EJ020
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Quickie Neon 2	22,24,25,26	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	QUICKIE Q55 X	22,24,25,26	OUI / YES	EJ020	30,0 cm	=>	35,9 cm	36,0 cm	=>	47,9 cm	48,0 cm	=>	60,0 cm		EJ020

Tableau de compatibilité Enjo / Enjo compatibility

Marque / Brand	Modèle / Model	Taille des roues / Wheels size	Compatibilité / Compatibility	Référence support / Lateral parts reference	Largeur d'assise compatible / Compatible seat width						Informations ENJO externe / External ENJO information	Lien Photo / Photo Link	Documentation spécifique / Specific documentation
					EJ010		EJ011		EJ012				
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Quickie R	22,24,25	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Quickie T	22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Quickie Xenon	24,25	OUI / YES		=>		=>		=>		Pour le choix de la barre, se référer à la barre de YOMPER		
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Quickie Xenon 2 / Xenon 2 SA	24,25	OUI / YES	YPA0118/2 + 2 x 061P208	=>		=>		=>		Pour le choix de la barre, se référer à la barre de YOMPER		
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	RelaX2	24			=>		=>		=>				
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Tiga	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Tiga F2	24,25	OUI / YES	EJ033	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Tiga Fx	24,25	OUI / YES	EJ033	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Tiga Fx	24,25	OUI / YES	EJ033	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Tiga Lite	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Tiga Sub 4 (adjustable C of G version)	24,25	OUI / YES	EJ033	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Tiga Sub 4 (fixed rear axle version)	24,25	OUI / YES	EJ033	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	X Family	12,16,22,22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Youngster 3	22,24,25	OUI / YES	EJ020 + EJ022	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm			
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Argon	24,26	OUI / YES	EJ033	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033	
SUNRISE/RGK/SOPUR/ZIPPIE	Argon 2	24,25,26	OUI / YES	EJ033	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033	
TiArrow	CK/CKM	25,26,27,5,28			=>		=>		=>				
TiArrow	Z-Line	25,26,27,5,28			=>		=>		=>				
TNS	Activator	24	OUI / YES	EJ033	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033	
VASSILI	17,57N Evolution Activa				=>		=>		=>				
VASSILI	17,70N Evolution Activa Compact				=>		=>		=>				
VASSILI	700,10 Folding standard wheelchair				=>		=>		=>				
VERMEIREN	708D	24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
VERMEIREN	BOBBY	12	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
VERMEIREN	D100	24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
VERMEIREN	D200	12/12,22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
VERMEIREN	Eclips 30	20	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
VERMEIREN	ECLIPS KIDS	20	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
VERMEIREN	ECLIPS X4	22	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
VERMEIREN	Inovys	22,24	OUI / YES	EJ020	30,0 cm =>	35,9 cm	36,0 cm =>	47,9 cm	48,0 cm =>	60,0 cm		EJ020	
VERMEIREN	Inovys II	22,24	OUI / YES	EJ020	25,3 cm =>	31,7 cm	31,8 cm =>	43,7 cm	43,8 cm =>	64,3 cm		EJ020	
VERMEIREN	Sagitta	24	OUI / YES	EJ033	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	No central bar =>	No central bar	Utiliser notice Montage support Yomper / Use Yomper bracket Manuel	EJ033	

