

 **decon**
Creating Freedom



 **E-DRIVE**



Upplev friheten med E-Drive. Öka din tillgänglighet och förbättra din livskvalitet

E-Drive är en drivningsenhet som enkelt monteras på manuella rullstolar. Den är utrustad med moderna navmotorer och låter dig välja mellan att använda motordriften eller rulla själv.

Specifikationer

Motor	24V 120Wx2
Batterityp	NiMH, 24V x 6,7Ah / Li-ion, 25V x 10,08Ah
Hjul (per styck)	7 kg
Totalvikt	16 kg (inkl NiMH batteri) , 17,5 kg (inkl Li-iON batteri)
Ökad stolbredd	Upp till 4 cm (total)
Hjuldimensioner	16", 20", 22", 24", 25", 26"
Lufttryck	6 Bar, 600 kPa
Hastighet	0-6 km/h
Max körsträcka vid fulladdade batterier	Ca 16 km med NiMH / Ca 30 km med Li-iON
Säkring	30 A (flat)
Max brukarvikt	150 kg
Max backtagningsförmåga	6 grader
CE märkning	Enligt MDR 2017/745 class 1
Joystick	Kontaktlös avkänning av single-chip
Spak motstånd förändring	Spak fjädrar med olika motståndsnivåer
Telefonladdare	Genom integrerat USB port (5V, 500 mA max.)
Skärm	LCD (Synbar i solen)
Programmera parametrar	Joystick eller dator (Smart Tune)
Batteriladdare	100 to 240V AC, 50/60Hz
Laddtid	Ca 3 h NiMH / ca 4 h Li-iON



Skanna QR-koden för mer information

E-drive

Batteripositioner

- hjulplacering
- under sits i väska
- bakom rygg i väska



Individuell programmering

Lithium-ion batteri

- avtagbart
- 2 års garanti
- IATA-godkänt

Joystick och/eller vårdarstyrning

Med hjälp av joysticken eller ett datorprogram kan man enkelt justera parametrar för fartökning, fartminskning, svängkänslighet, känslighet i joysticken eller de tre olika körstilarna, sport, standard eller soft. Styrningen görs enkelt med en joystick. Displayen syns även i direkt solljus. E-Drive kan även utrustas med vårdarmanövrering. E-Drive passar lika bra att använda inomhus som utomhus.



Skanna QR-koden för mer information

Together we can create freedom!

E-DRIVE

E-DRIVE

Följ oss:



decon.se

