





OBS!
Använd gänglåsning på
skruvar och navhylsor.

Justera bromsarna




Bromsarna behöver flyttas ut, på grund av att EasyWheel breddar 13 mm per sida

Placering	Detalj nummer	Antal	Beskrivning
1	310066	1	Broms förlängare
2	XSM6X50	2	Skruv Rundad M6x50
3	XSM6ML	2	Låsmutter M6

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	310067	1	Fäste
2	XSM8X10	1	Skruv Rundad M8 X 10
3	VH52002-07	1	Låsbricka
4	VH51001-04	1	Navhylsa

A4



IronCAD
2D-ritning
3D-fil tillgänglig

Skala:
1:2



Generella
toleranser enligt:
ISO 2768-1
medium

Filnamn:
Mixx med Easy Wheel.icd

Vikt:
69,811

Material:

Senast sparad:
2021-03-18 11:59

Skapad datum:
2021-03-18

Bladnr:
1 (1)

Ritningsnr:
VH3025-74

decon wheel

Life & Mobility Mixx /
EasyWheel