

decon
mobility



E•DRIVE



Upplev friheten med E-Drive. Öka din tillgänglighet och förbättra din livskvalitet

E-Drive är en elektrisk tillsatsmotor som enkelt kan monteras på manuella rullstolar. Den är utrustad med moderna navmotorer i hjulen. Med E-Drive kan du själv välja om du vill använda elmotorn eller driva rullstolen manuellt.

Specifikationer

Motor	24V 120Wx2
Batterityp	NiMH, 24V x 6,7Ah / L i-ion, 25V x 10,08Ah
Hjul (per styck)	7 kg
Totalvikt	16 kg (inkl NiMH batteri) , 17,5 kg (inkl Li-iON batteri)
Ökad stolbredd	Upp till 4 cm (total)
Hjuldimensioner	16", 20", 22", 24", 25", 26"
Lufttryck	6 Bar, 600 kPa
Hastighet	0–6 km/h
Max körsträcka vid fulladdade batterier	Ca 16 km med NiMH / Ca 30 km med Li-iON
Max brukarvikt	150 kg
Max backtagningsförmåga	6 grader
CE märkning	Enligt MDR 2017/745 class 1
Telefonladdare	Genom integrerat USB port (5V, 500 mA max.)
Skärm	LCD (Synbar i solen)
Programmera parametrar	Joystick eller dator (Smart Tune)
Batteriladdare	100 to 240V AC, 50/60Hz
Laddtid	Ca 3 h NiMH / ca 4 h Li-iON



Skanna QR-koden för mer information

E-drive

Batteripositioner

- Under sits i väska
- Bakom rygg i väska



Individuell programmering

Lithium-ion batteri

- Avtagbart
- 2 års garanti
- IATA-godkänt

Joystick och/eller vårdarstyrning

Med hjälp av joysticken eller ett datorprogram kan man enkelt justera parametrar för fartökning, fartminskning, svängkänslighet, känslighet i joysticken eller de tre olika körstilarna, sport, standard eller soft. Styrningen görs enkelt med en joystick. Displayen syns även i direkt solljus. E-Drive kan även utrustas med vårdarmanövrering. E-Drive passar lika bra att använda inomhus som utomhus.



Skanna QR-koden för mer information

Together we can create freedom!

Följ oss:



decon.se

