

decon
mobility



E-MOVE



Der E-Move gibt dir die zusätzliche Kraft, um dauerhaft aktiv zu bleiben, und schafft persönliche Freiheit und Mobilität. Mit dem restkraftunterstützenden Greifreifenantrieb E-Move musst du dich nicht mehr an die Produkte anpassen, sondern der E-Move passt sich an dich an.

Der E-Move bietet eine Vielzahl von Optionen, um die Funktionalität eines handbetriebenen Rollstuhls zu erweitern, und ist vollständig an deine Bedürfnisse anpassbar. Mit der Hemiplegie-Einstellung ist der E-Move auch auf eine einarmige Bedienung einzustellen. Lenken lässt sich der Rollstuhl dann mit einem Fuß. Wenn du den Greifreifen benutzt, unterstützt der E-Move deine Anfahrbewegung auf kraftvolle Weise. Du sparst Energie und überwindest mühelos längere Strecken oder Wege und Hindernisse, die du normalerweise meidest. Mit der neuen Tempomat-Funktion kannst du lange Strecken zurücklegen, ohne dich zu verausgaben. Der E-Move schafft persönliche Freiheit und Mobilität!

Spezifikationen

Motor	AC-Servomotor, 24V 110W x 2
Batterietyp	NiMH, 24V x 6,7Ah / Li-Ion, 25V x 10,08Ah
Gewicht Rad (1 Stk.)	7 kg
Gesamtgewicht	NiMH 17 kg / Li-Ion 18 kg
Erhöhte Sitzbreite	max. 1,8 cm/jede Seite
Raddimensionen	20", 22", 24", 25" oder 26" und Mountain-Bike-Version
Luftdruck	6 Bar, 600 kPa
Geschwindigkeit	0–8,5 km/h
Maximale Reichweite (bei voll aufgeladener Batterie)	Ca. 18 km mit NiMH, ca. 27 km mit Li-Ion
Sicherung	30 A (flach)
Max. Benutzergewicht	150 kg
Max. Steigung	6 Grad
CE-Kennzeichnung	In Übereinstimmung mit MDR 2017/745 Klasse 1
Ladegerät - Batterie	100 bis 240V AC, 50/60Hz
Nennleistung	37 V, 26 A (während des Ladens)
Ladezeit bei normalem Aufladen	Ca. 3 h NiMH / ca. 4 h Li-Ion
Hilfsmittelverzeichnisnummer (HMF-Nr.)	18.99.08.1013



Bitte scanne den QR-Code für weitere Informationen.

E-Move



Gyrofunktion und Geschwindigkeitsregelung

E-Move kann individuell auf Ihre Bedürfnisse programmiert werden: Extra-Power (vorwärts, rückwärts), Wendigkeitsempfindlichkeit, Anpassung bei Hemiplegie, Greifring-Empfindlichkeit, Ungleichgewicht der Armkraft, Geschwindigkeitseinstellungen und Gyrofunktion.

Mit einem zweiten Fahrmodus (optional) können Sie einfach zwischen zwei verschiedenen Fahrprogrammen wechseln und so in jeder Situation die richtige Unterstützung erhalten.

E-Move ist mit fast allen gängigen Rollstuhlmodellen kompatibel und in den Radgrößen 20", 22", 24", 25" und 26" und Mountain-Bike-Version erhältlich. E-Move lässt sich leicht demontieren und ist somit einfach im Auto zu transportieren. Der E-Move-Akku ist ebenfalls für Flugreisen zugelassen.



Bitte scanne den QR-Code für weitere Informationen.

A brown horse is running in a paddock, looking back over its shoulder. The background shows green trees and a clear sky.

Gemeinsam können wir Freiheit schaffen!

Folgen Sie uns:



deconmobility.de

