

decon
mobility



YOMPER
by acekare



Der Yomper ist ein elektrischer Zusatzantrieb für deinen handbetriebenen Rollstuhl. Der Yomper hilft dir und unterstützt dich an Steigungen, auf unebenen Untergründen oder beim Überwinden alltäglicher Hindernisse.

Manchmal musst du dich anstrengen, um Hindernisse zu überwinden oder Steigungen zu bewältigen. Mit der Zeit können diese Anstrengungen Schmerzen verursachen, insbesondere in den Schultern. Klinischen Studien zufolge leiden 30 bis 73 % der Nutzer handbetriebener Rollstühle unter schmerzenden Schultern. Vermeide Überanstrengung und hole dir Hilfe in Alltagssituationen.

Der Yomper passt sich deinen Bedürfnissen und verschiedenen Situationen an. Seine einzigartige zentrale Position lässt dich fast vergessen, dass der Yomper an deinem Rollstuhl montiert ist. Die EasyGo-Box ist bequem und einfach zu bedienen und lässt sich ganz einfach über Bluetooth mit dem Yomper verbinden. Beim Yomper kannst du zwei verschiedenen Fahrmodi einstellen: einen für Innenräume und einen für den Außenbereich. Optional gibt es eine Begleitsteuerung, die mit dem Yomper verbunden werden kann. Informationen darüber, an welchen Rollstuhlmodellen die Yomper montiert werden kann, findest du auf der Website von Decon unter www.decon.se – Adapter.

Spezifikationen

Gesamtgewicht	6,2 kg
Gewicht Yomper (ohne Akku)	4,65 kg
Maximales Benutzergewicht	150 kg
Akku	24 V, 10 Ah Lithium-Ionen
Ladezeit	4 Stunden
Motor	250 W
Maximale Motorleistung	450 W
Reichweite	34 km (mit dem großen Akku, Standard)
Maximale Steigung	16%
Einstellungen	2 Einstellungen (Innenbereich und Außenbereich)
Garantie	2 Jahre



Bitte scanne den QR-Code für weitere Informationen.

Yomper

Griff

Der Griff ist angehoben, um die Installation von deiner Position aus (z. B. Auto, Bett usw.) zu erleichtern.

Start-Taste

Lithium-Ionen-Akku

- Ladeanzeige
- 2 Jahre Garantie

Anschluss für die Begleitsteuerung (optional)

Vorderräder

Die beiden kleinen Räder vorne sorgen beim Yomper für die Stabilität.

EasyGo-Box

Bluetooth

Drahtlose Verbindung

Der Akku wird über USB aufgeladen.

Taste zur Anpassung der Geschwindigkeit

- 5 anpassbare Geschwindigkeiten für den Außenbereich.
- 5 anpassbare Geschwindigkeiten für den Innenbereich.

LED-Leuchte

Zeigt die ausgewählte Geschwindigkeitsstufe an.

Start/Stopp

Zum Starten zweimal drücken.
Zum Stoppen einmal drücken.

OLED-Bildschirm

Akkustand, Geschwindigkeit



Bitte scanne den QR-Code für weitere Informationen.

Gemeinsam können wir Freiheit schaffen!

Folgen Sie uns:



deconmobility.de

