

**Samen kunnen we  
vrijheid creëren!**

Volg ons:



---

**deconmobility.nl**



decon  
mobility



**E•WALK**



**E-Walk is een door de begeleider bediende elektrische rem- en aandrijfhelp die de rolstoel extra grip biedt bij het bergop rijden en de rolstoel remt bij het bergaf rijden.**

Als E-Walk niet nodig is, kan de motor met een simpele handeling eenvoudig worden verwijderd. Het bedieningspaneel, met een comfortabele en goed bedienbare hendel, wordt rechtstreeks op het duwhandvat van de rolstoel gemonteerd.

Aangezien E-Walk eenvoudig kan worden gemonteerd op verschillende rolstoelen, is het een uitstekende keuze als standaardvoorziening of ergonomisch hulpmiddel voor werkplekken op scholen, dagcentra, woongroepen en verpleeghuizen. E-Walk is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Met een volle accu kan een bereik van maximaal 25 km worden gerealiseerd.

## Specificaties

---

|  |  |
|--|--|
| <b>Motor</b>   | 24V 200 W  |
| <b>Accutype</b>  | Lood (gel) 24V, 12Ah, LiFePO4 24V, 18Ah                              |
| <b>Totaal gewicht</b>  | Basis eenheid 15,4 kg<br>Accu LiFePO4 3,95 kg<br>Loodaccu (gel) 8 kg |
| <b>Maximaal gebruikersgewicht</b>  | Maximaal 150 kg  |
| <b>Geschikt voor rolstoelbreedtes : 37,5 - 60cm</b>                            | 37,5-60 cm   |
| <b>Aandrijfwielen</b>  | 2 x 200x50, massief  |
| <b>Snelheid vooruit</b>  | 0-6 km/u   |
| <b>Maximaal bereik met volledig geladen accu's: tot 22km volgens ISO7176-4</b> | 22 km  |
| <b>Maximale hellingshoek</b>   | 6 graden   |
| <b>Acculader</b>   | 100-240 V AC, 50/60Hz  |
| <b>Oplaadtijd</b>  | Normaal opladen 3-4 uur (LiFePO4)                                    |
| <b>CE-markering</b>  | Conform MDR 2017/745 Klasse 1  |

---



Scan de QR-code voor meer informatie.

## E-walk

---

### Eenvoudig en soepel

Gemakkelijk te bedienen, voor een soepele rijervaring in diverse omgevingen.

### Eenvoudig te bevestigen en verwijderen indien nodig.

Snelle montage en demontage zonder dat geavanceerd gereedschap nodig is.

### Extra tractie en remkracht

Verhoogt het vermogen bij het bergopwaarts rijden en biedt efficiënte remkracht bij het afdalen.

### Geschikt voor een breed scala aan rolstoelen en duwwandelwagens.

Flexibel ontwerp dat op verschillende rolstoelmodellen past. |

### Intelligent ontwerp voor optimaal contact met alle oppervlakken.

Geveerd systeem, past zich aan voor stabiliteit en grip op verschillende ondergronden.



## Programmeerbare begeleidersbediening

---

**Accu-indicator** Geeft het huidige accuniveau weer om werking en laadplanning te garanderen.

### Programmeerbaar

Aanpasbare instellingen voor snelheid, acceleratie en gevoeligheid, afgestemd op uw behoeften.

**Duwbeugel bevestiging voor rolstoel** Stabiele en veilige montage voor eenvoudige bediening door de verzorger.

**Comfortabele gashendel** Ergonomisch ontworpen voor comfortabel en soepel gebruik tijdens langdurig gebruik.



Scan de QR-code voor meer informatie.