

Enkel  
och smidig



 **E-WALK**

## Drivaggregat med enkelhet

### VAD FÅR JAG NÄR JAG BESTÄLLER E-WALK?

- Drivaggregat
- Batteri
- Batteriladdare
- Manöverenhet
- Svensk manual
- 2 års garanti

### HAR DU FRÅGOR ELLER VILL BESTÄLLA?


0345-408 80 – Vi hjälper dig gärna!

## Checklista för att beställa

- ☐ För standardutrustning se "Vad får jag när jag beställer en E-Walk"
- ☐ Beställa den nödvändiga adaptorn  
Om inte den nödvändiga adaptorna finns vår hemsida kontakta oss, så hjälper vi dig
- ☐ Till 1 E-Walk behöver du beställa 1 adapterset
- ☐ Kontrollera din orderbekräftelse, om något är fel eller oklart kontakta oss omedelbart
- ☐ När du får dina produkter, vänligen kontrollera förpackningen för skador. Om så är fallet, kontakta oss innan du skriver under för att ta emot produkter



Välkommen att kontakta oss på telefon 0345 - 408 80 eller [info@decon.se](mailto:info@decon.se)



E-Walk är ett vårdarstyrt drivaggregat som ger extra dragkraft till rullstolen i uppförsbackar och bromsar stolen i nedförsbackar.

När inte E-Walk behövs lyfts motorn bort med en enkel manöver. Manöverenhet, med komfortabelt handtag (inte tungt, lätt att hålla) monteras direkt på rullstolens handtag. E-Walk kan med fördel användas på olika stolar samtidigt. Upp till 25 km körsträcka på en batteriladdning. E-walk passar lika bra både för inom - som utomhusbruk.

### TEKNISKA FAKTA

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Motor</b>                 | 24V 200 W                        |
| <b>Batteri typ</b>           | LiFePo4 24V15ah/bly 2x12v 12ah   |
| <b>Totalvikt</b>             | 15,4 kg (utan blybatteri)        |
| <b>Max brukarvikt</b>        | Max 150 kg                       |
| <b>Passar till stolbredd</b> | 35-60 cm                         |
| <b>Drivhjul</b>              | 200x50, Massiv                   |
| <b>Framhjul</b>              | 75x22, Massiv                    |
| <b>Hastighet framåt</b>      | 0-6 km/t                         |
| <b>Hastighet bakåt</b>       | 0-2,6 km/t                       |
| <b>Max körsträcka</b>        | Upp till 22 km enligt ISO 7176-4 |
| <b>Säkring</b>               | 25 A (flat)                      |

### Batteriladdare

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kapacitet</b>             | 100 till 240V AC, 50/60Hz            |
| <b>Laddtid</b>               | 3 timmar LiFePO4 / 5-6 timmar bly    |
| <b>CE Märkning</b>           | Enligt kraven EU-Direktive 93/42/EEG |
| <b>Användarinstruktioner</b> | Se brukarmanual                      |

### ARTIKELNUMMER E-WALK

|                 |         |
|-----------------|---------|
| BLYBATTERI      | MCG4050 |
| LIFEPO4 BATTERI | MCG4750 |

LiFePO4 batteri (Lithium Iron Phosphate) är uppladdningsbara batterier som tekniskt har utvecklats från litiumjonbatterier. De har lätt vikt, har hög uteffekt och långsam självurladdning. LiFePO4 batterier klarar upp till 1600 cykler.

## TILLBEHÖR

### Manöverpanel förflyttning

Om ingen plats finns på grund av handtag till olika funktioner, flyttar man enkelt gashandtaget.

380060



Förflyttningen kan man använda till både vänster och höger sida.

### Batteri

Blybatteri (Det krävs 2st för en maskin)

MCG2001

Batteriladdare till blybatteri

MCG2002

LiFePO4 batteri

MCG2015-1

Batteriladdare till LiFePO4 batteri

MCG2016

### Gasreglage

Fastmonterad sladd

MCG2003

Snabbkoppling sladd

MCG2003-1



### Spänningsomvandlare

Ladda ditt batteri i bilen, båten, husvagnen eller husbilen  
Output 230VAC 50Hz 150W

MED12V



### Sits

E-walk utrustas för sittbredd 35–45 cm som standard.

Har rullstolen en sittbredd på över 45 cm måste e-walk kompletteras med bredare sidostycken.

För sittbredd 45–53 cm

350165B

Sidostycken komplett höger och vänster, E-Walk, bredd 45-53

För sittbredd 53–60 cm

350165C

Sidostycken komplett höger och vänster, E-Walk, bredd 53-60 cm

## ADAPTERSET

### Adapterset

Adapterset finns på hemsidan [www.decon.se](http://www.decon.se)  
uppdateras löpande.





Södra Ekeryd 119 314 93 Hyltebruk  
Telefon: 0345 - 40880 Fax: 0345 - 40895 E-post: [info@decon.se](mailto:info@decon.se) [www.decon.se](http://www.decon.se)

Decon® reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tillfället för denna tryckning.  
© Alla rättigheter är reserverade för Decon®. Med förbehåll för tryck- och skrivfel samt utgångna varor och felaktiga bilder.