



E-Move

SWE

2018/2019



Lättvikt, driftssäker,
naturlig och designtrygg.



E-move

Enkelt att anpassa efter unikt behov

VAD FÅR JAG NÄR JAG BESTÄLLER E-MOVE?

- 2 motordrivna hjul i storleken 20", 22", 24", 25" eller 26"
- 2 rostfria drivringar
- Av/På knappen på höger sida
- Programmerbar enligt unik behov:
 - Extra kraft framåt (0–100%)
 - Extra kraft bakåt (60–100%)
 - Svängkänsligheten
 - Hemiplegi (enhandsdrift)
 - Känslighet i vänster drivring
 - Känslighet i höger drivring
 - Korrigera obalans i armstyrka
 - Inställbar hastighetsbegränsning
- Batteri + batteriladdare
- En batteriväska ingår när du väljer batteri under sätet eller bakom ryggen
- Svensk manual
- 2 års garanti



Välkommen att kontakta oss
på telefon 0345 - 408 80
eller info@decon.se



OBS! Bilden kan visa tillbehör som inte är standard

DU BEHÖVER INTE FUNDERA på obalans i armkraft eller på någon annan specifik egen-skap. Med hjälp av programmeringsmjukvaran till E-Move kan du finjustera parametrarna. Dina specifika inställningar kan sparas på dator. Om du väljer att skicka med resultatet till Decon, tar vi hand om programmering och E-Move är färdigprogrammerad direkt vid leverans. Säkerheten är alltid viktigast för Decon. Därför sparas alla inställningar till högra hjulet som säkerhetskopiering på det vänstra hjulet och tvärtom.

Kalibrering har aldrig varit så enkel. Inom en minut kalibrerar man båda hjulen. Det är inte bara snabbt, det är tryggt (väl skyddat), otroligt noggrant och beständigt.

Kontakta oss gärna för att bolla om möjligheter eller stöd vid utprovning!

TEKNISKA FAKTA

Motor	AC servomotor, 24V 110W x 2
Batterityp	NiMH, 24 V, 6.7 Ah, (160.8 Wh) Li-ion, 25 V, 11.8 Ah (280 Wh)
Hjul	7 kg
Totalvikt	NiMH, 17 kg Li-ion, 18 kg
Ökad stolbredd	Max 1.8 cm/sida
Hjuldimensioner	20", 22", 24", 25" or 26"
Lufttryck	6 Bar, 600 kPa
Hastighet	0–6 km/h
Max körsträcka vid fulladdade batterier	Ca. 20km med NiMH, Ca. 35km med Li-ion, enligt kraven ISO 7176-4
Säkring	30A (flat)
Max brukarvikt	130 kg
Max brukarvikt "Heavy-duty"	150 kg
Max backtagningsförmåga	6 grader
CE märkning	Enligt kraven EU-Direktive 93/42/EEC
Användarinstruktioner	Se brukarmanual
Batteriladdare	100 to 240V AC, 50/60Hz
Beräknad effekt	37V 26A (under laddning)
Laddtid	Normal uppladdning ca. 2–3 timmar

ARTIKELNUMMER E-MOVE

NiMH-BATTERI	LI-ION BATTERI
20" MEM20	MEML20
22" MEM22	MEML22
24" MEM24	MEML24
25" MEM25	MEML25
26" MEM26	MEML26

DRIVRINGAR



Aluminium



Poly kompakt


Profiler



Standard rund



Poly gele



Max grepp

Material	20"	22"	24"
Rostfritt	XA3-W253A-05	XA3-W253A-00	XA3-W253A-10
Poly Kompakt	XA3-W253A-49	XA3-W253A-50	XA3-W253A-60
Poly Gele	XA3-W253A-84	XA3-W253A-85	XA3-W253A-80
Max Grepp	XA3-W253A-93	XA3-W253A-91	XA3-W253A-90

Material	25"	26"
Rostfritt	XA3-W253A-15	XA3-W253A-20
Poly Kompakt	XA3-W253A-65	XA3-W253A-70
Poly Gele	XA3-W253A-87	XA3-W253A-88
Max Grepp	XA3-W253A-96	XA3-W253A-92

DÄCK



Finnmönster



Grovmönster



PU däck

Material	20"	22"	24"
* Finnmönstrat	DF2011	DF2212	DF2411
PU-däck Fiskben	DP2002	DP2202	DP2401
Finnmönstrat/Flexelslang	DF2011/MS2011	DF2212/MS2210	DF2411/MS2410
Grovmönstrat 1"	X	X	DM2413
Grovmönstrat 1 3/8"	X	X	DM2412

Material	25"	26"
* Finnmönstrat	DF2511	DF2611
PU-däck Fiskben	X	DP2602
Finnmönstrat/Flexelslang	DF2511/MS2510	DF2611/MS2610
Grovmönstrat 1"	X	X
Grovmönstrat 1 3/8"	X	X

TILLBEHÖR

Heavy duty

MEM-HD-150

Uppgradera maximal brukarvikt upp till 150 kg.
Fälgar och ekrar är i ett starkare material.

Mountain

MEM24-M

Off-road utförande, endast tillgängligt för 24"

Andra körprofil

MEM7600

Detta tillbehör gör det möjligt till brukaren att välja andra köregenskaper. Vilka köregenskaper (parametrar) du vill ändra i andra profilen, bestämmer du och brukaren själv.

Flexibel spak

Av/på, flexibel spak, 150 mm lång
Körlägesväljare, flexibel spak, 2-mode, 150 mm lång
Av/på, flexibel spak, 210 mm lång
Körlägesväljare, flexibel spak, 2-mode, 210 mm lång

MEM8520
MEM8530
MEM8540
MEM8550



Ekerskydd

Skydda fingrarna från att bli skadad av ekrarna

20"	SG2007
22"	SG2207
24"	SG2407
25"	SG2507
26"	SG2607

Batterier

NiMH batteri, 24V x 6.7Ah	MEM2001
Li-ION batteri, 25V x 11.8Ah	XOC-82100-00



Batteripositioner

Hjulplacering (om inte standard och möjligt)	MEM1700
Under sitsen i väskan (om inte standard och möjligt)	MEM1477
Bakom ryggen i väskan (om inte standard och möjligt)	MEM1478

Batteriladdare

NiMH laddare, input 100 to 240V~, capacity 120W	XA4-82107-G2
Li-ion laddare, input 100 to 240V~, capacity 100W	XOC-8210C-B0

Omformare

MED12V

Ladda ditt batteri i bilen, båten, husvagnen eller husbilen
Output 230VAC 50Hz 150W

BATTERIPOSITIONER

Batteripositionen är olika för varje rullstol. Aktiva rullstolar har ofta möjlighet att ha batteriet under sätet. Ibland finns det även möjlighet att ha batteriet monterat vid hjulet.

Se vår adapterlista vilken batteriposition som är standard för din rullstol.



Bakom ryggen



Under sitsen*



På hjulet

*Denna position är enbart möjlig med NiMH

ADAPTRAR

	ARTIKELNR		BATTERIPOSITION			PRIS KAT.
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Alu rehab						
Netti I	MEM6037	MEM6038	X	S	X	20
Netti II	MEM6037	MEM6038	X	S	X	20
Netti III	MEM6037	MEM6038	X	S	X	20
Netti 4U	MEM6197	MEM6198	X	S	O	20
Berolika Aktiv						
Aktiv-Basic	MEM6025	MEM6026	X	S	O	10
Aktiv-Cobra	MEM6023	MEM6024	S	O	O	30
Aktiv-cobra sport	MEM6155	MEM6156	S	O	O	30
Aktiv-Finess	MEM6015	MEM6016	X	S	O	10
Aktiv-Phoenix	MEM6023	MEM6024	S	O	O	30
Aktiv-Sprint (old)	MEM6015	MEM6016	X	S	O	10
Findus	MEM6129	MEM6130	S	O	O	20
Little	MEM6089	MEM6090	X	S	O	20
Slade	MEM6089	MEM6090	X	S	O	20
Sprint	MEM6015	MEM6016	X	S	O	10
Super Sprint	MEM6015	MEM6016	X	S	O	10
Traxx	MEM6157	MEM6158	X	S	X	20
Bischoff & Bischoff						
Pyro Light	MEM6111	MEM6112	X	S	O	20
Pyro Start (only 22" and 24")	MEM6111	MEM6112	X	S	O	20
S-Eco 2	MEM6143	MEM6144	X	S	O	30
S-Eco 300	MEM6111	MEM6112	X	S	O	20
Colours						
Activator	MEM6075	MEM6076	S	O	X	20
Razorblade	MEM6115	MEM6116	S	O	X	40
Dietz						
Primo Amico	MEM6021	MEM6022	X	S	X	10
Primo Amico (new)	MEM6063	MEM6064	X	S	X	20
Canero E/S, Canero_B, Canero_E, Canero_L, Canero_S	MEM6105	MEM6106	X	S	X	30
Drive Medical						
Enigma	MEM6301	MEM602	X	S	X	20

S = Standard O = Tillval X = Ej möjligt

	ARTIKELNR		BATTERIPOSITION			PRIS KAT.
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Etac						
Act	MEM6013	MEM6014	S	O	O	20
Cross	MEM6001	MEM6002	X	S	X	30
Cross 5	MEM6153	MEM6154	X	S	X	20
Cross XL	MEM6001	MEM6002	X	S	X	30
Elite	MEM6013	MEM6014	S	O	O	20
M100	MEM6141	MEM6142	X	S	O	30
Next Comfort	MEM6065	MEM6066	X	S	X	20
Panther	MEM6261	MEM6262	X	S	X	20
Prio	MEM6327	MEM6328	X	S	X	20
Twin	MEM6001	MEM6002	X	S	X	30
U2 Light, U3 Light, U2 Light L, U3 Light L	MEM6003-40	MEM6004-40	S	O	X	30
GTM						
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Hammer Vario	MEM6247	MEM6248	S	O	X	20
Handicare						
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
BaseOne	MEM6007	MEM6008	X	S	O	20
Cirrus 4	MEM6039	MEM6040	O	S	X	20
Emineo (basic mounting)	MEM6053	MEM6054	X	S	X	30
Emineo (one tool mounting)	MEM6057	MEM6058	X	S	X	30
Exigo20, Legend2 Exigo	MEM6163	MEM6164	X	S	X	20
Exigo 30	MEM6057	MEM6058	X	S	X	30
Ibis XA	MEM6029	MEM6030	X	S	X	20
Legend 2 (one tool mounting)	MEM6057	MEM6058	X	S	X	30
Legend 2 (basic mounting)	MEM6053	MEM6054	X	S	X	30
Impera, Impera Short, Kid, S, VR	MEM6251	MEM6252	X	S	X	40
HandiNor						
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Handivipp	MEM6097	MEM6098	O	S	O	20
HD Rehab						
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
HD Balance 24"	MEM6125	MEM6126	X	S	X	30
Icon						
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
A1	MEM2643	MEM6244	X	S	O	50
Invacare						
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Action 3 / 3 NG	MEM6161	MEM6162	X	S	X	40
Action 4 NG	MEM6175	MEM7176	X	S	X	10
Adapt	MEM6099	MEM6100	X	S	X	20
Rea Azalea / Azalea Assist / Azalea Tall / Azalea Minor	MEM6059	MEM6060	X	S	X	20
Rea Bellis	MEM6069	MEM6070	O	S	X	20
Rea Dahlia 45 / Dahlia Assist 45	MEM6273	MEM6274	X	S	X	50
Rea Focus / Focus 150	MEM6049	MEM6050	X	S	X	10
Rea Spin X	MEM6033	MEM6034	X	S	X	20
Rea Spirea / Spirea 2	MEM6041	MEM6042	X	S	X	20
Rea Spirea 3	MEM6235	MEM6236	X	S	O	20
Rea Spirea4 NG 24"	MEM6189	MEM6190	X	S	O	20
Wheeler	MEM6093	MEM6094	X	S	X	10
XLT Type Box frame (Nordic)	MEM6035	MEM6036	S	O	X	20
XLT Type U & V frame (Power)	MEM6035	MEM6036	S	O	X	20
XLT 2008 (Active, Dynamic, Swing)	MEM6087	MEM6088	S	O	O	10

S = Standard O = Tillval X = Ej möjligt


E-MOVE

	ARTIKELNR		BATTERIPOSITION		PRIS KAT.	
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Ki Mobility						
Catalyst 5	MEM6229	MEM6230	X	S	X	30
Catalyst 5Ti	MEM6229	MEM6230	X	S	X	30
Catalyst 5 Vx	MEM6231	MEM6232	X	S	O	30
Little wave klik (no camber)	MEM6233	MEM6234	x	O	S	30
Little Wave Klik	MEM6233	MEM6234	S	O	X	30
Rogue (Camber)	MEM6233	MEM6234	S	O	X	30
Rogue (No Camber Rear Axle)	MEM6233	MEM6234	S	O	X	30
Küschall						
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Compact	MEM6085	MEM6086	X	S	O	30
Compact Attract	MEM6315	MEM6316	X	S	X	20
Compact (-2009)	MEM6085	MEM6086	X	S	O	30
Champion 2008-2018	MEM6207	MEM6208	S	X	X	20
Champion 2015-	MEM6313	MEM6314	X	S	X	30
K3 - (Vario-Ax rear axle) Camber 0	MEM6073	MEM6074	O	S	O	20
K4 (Vario-Ax Back Axle)	MEM6073	MEM6074	O	S	O	20
K3, K4, Airlite Extended Frame (Vario-Ax Back Axle)	MEM6083	MEM6084	O	S	O	20
K-Series	MEM6291	MEM6292	X	S	X	50
K-serie G3	MEM6179	MEM6180	X	S	X	50
Levo						
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
LCEV	MEM6225	MEM6226	S	X	O	50
LAE	MEM6227	MEM6228	S	X	O	50
Life & Mobility						
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Canto, Canto Nxt	MEM6017	MEM6018	X	S	O	30
Match	MEM6303	MEM6304	X	S	X	40
Revab Plus	MEM6297	MEM6298	O	S	O	20
Roxx	MEM6005	MEM6006	X	S	O	10
Roxx2	MEM6121	MEM6122	X	S	O	20
LifeStand						
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
LSR	MEM6195	MEM6196	Special	Special	Special	50
Meyra						
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Avanti Modell 1.736	MEM6201	MEM6202	X	S	O	10
Budget Model 9.050	MEM6275	MEM6276	X	S	X	10
Eurochair Model 1.850	MEM6277	MEM6278	X	S	O	10
Eurochair Vario 1.750	MEM6151	MEM6152	x	s	o	20
Format 2 Modell 2.950	MEM6107	MEM6108	x	s	x	20
Hurricane Model 1.880	MEM6293	MEM6294	x	s	x	30
X3 Modell 3.352 / 4.352	MEM6177	MEM6178	x	s	x	20
Zx1 Modell 1.360	MEM6279	MEM6280	x	o	s	20
Zx3 Modell 1.370	MEM6279	MEM6280	x	o	s	20
MTB Poland						
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Tornado	MEM6245	MEM6246	S	X	X	30
O4						
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
SwayHopper	MEM6193	MEM6194	S	X	X	10
OlympicHopper	MEM6221	MEM6222	S	X	X	10
Minos						
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Irati ALU	MEM6117	MEM6118	X	S	X	20
Global	MEM6147	MEM6148	X	S	X	40
Plena	MEM6149	MEM6150	X	S	X	20

S = Standard O = Tillval X = Ej möjligt

	ARTIKELNR		BATTERIPOSITION			PRIS KAT.
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Otto Bock						
Avantgarde T, TI 8.9, VR	MEM6079	MEM6080	X	S	O	30
Avantgarde 3 CS	MEM6215	MEM6216	X	S	X	30
Avantgarde 3 CV	MEM6219	MEM6220	X	S	X	30
Dino 3	MEM6223	MEM6224	X	S	X	20
Innov'Effect	MEM6159	MEM6160	X	S	X	20
Motus CS / CV	MEM6205	MEM6206	X	S	X	30
Start M1 Intro/M2 Effect/M3 Hemi/M6 Junior	MEM6159	MEM6160	X	S	X	20
Start M5	MEM6213	MEM6214	X	S	X	30

Panthera	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Bambino	MEM6003-11	MEM6004-11	S	O	O	30
Bambino - Typ 30	MEM6003-30	MEM6004-30	S	X	X	20
S2, U2, S2 Swing - Typ 11	MEM6003-11	MEM6004-11	S	O	O	30
S2, U2, S2 Swing - Typ 12	MEM6003-12	MEM6004-12	S	O	O	30
S2, U2, S2 Swing - Typ 20	MEM6003-20	MEM6004-20	S	O	O	20
S2, U2, S2 Swing - Typ 30	MEM6003-30	MEM6004-30	S	O	O	20
S2, U2, S2 Swing - Typ 30+ Higher back axle	MEM6003-30+	MEM6004-30+	S	O	X	10
S2, U2, S3, U3 / Spinergy	MEM6003-35	MEM6004-35	S	O	X	30
S3/U3, S3 Swing	MEM6003-30	MEM6004-30	S	O	X	20
U2 Light, U3 Light, U2 Light L, U3 Light L	MEM6003-40	MEM6004-40	S	O	X	30



PDG Mobility	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Astrotilt	MEM6047	MEM6048	X	S	X	20
Eclipse	MEM6239	MEM6240	X	S	X	20

Pro Activ	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Buddy	MEM6081	MEM6082	O	S	O	20

Progeo	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Exelle Vario	MEM6305	MEM6306	X	S	O	10

R82	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Multi frame X	MEM317	MEM6318	X	S	X	30

RGK	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Hi-Lite	MEM6281	MEM6282	X	S	X	20

Sorg	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Skater / Trend / Trend H	MEM6091	MEM6092	X	S	O	10

Sowecare	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Le Triple Wheels	MEM6311	MEM6312	X	S	X	20

E-MOVE

ADAPTRAR

	ARTIKELNR		BATTERIPOSITION			PRIS KAT.
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Sunrise Medical.						
Breezy BasiX	MEM6133	MEM6134	X	S	X	20
Breezy BasiX 2	MEM6119	MEM6120	X	S	X	20
Breezy Classic 100/160	MEM6077	MEM6078	X	S	X	20
Breezy HeliX	MEM6103	MEM6104	X	S	X	30
Breezy PariX 2	MEM6217	MEM6218	X	S	X	10
Breezy RelaX	MEM6113	MEM6114	X	S	X	20
Breezy RubiX , RubiX2	MEM6119	MEM6120	X	S	X	20
Quickie 2 with S/N Prefix Q2 , Q2H, Q2V	MEM6055	MEM6056	X	S	X	10
Quickie 2 Classic	MEM6145	MEM6146	X	S	X	20
Quickie Life / Quickie Life R	MEM6191	MEM6192	X	S	X	20
Quicke Neon	MEM6067	MEM6068	X	S	O	30
Quickie Neon 2	MEM6289	MEM6290	X	O	S	40
Simba (Camber 0°– 3°)	MEM6257	MEM6258	O	S	X	40
Sopur Argon/Argon Ti (Camber 0°)	MEM6101	MEM6102	O	S	O	40
Sopur Easy 200/300	MEM6027	MEM6028	X	S	O	10
Sopur Starlight	MEM6019	MEM6020	X	S	O	20
Sopur Xenon / Sopur Xenon Swing Away	MEM6135	MEM6136	X	S	O	30
Sopur/Quicke Argon2 (Camber 3°)	MEM6295	MEM6296	S	O	X	40
Sopur Youngster, Youngster 3	MEM6045	MEM6046	X	S	O	20
Xenon2	MEM6299	MEM6300	X	S	X	50
Sopur Helium	MEM6137	MEM6138	S	O	X	50
TiLite						
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
TX	MEM6321	MEM6322	X	S	X	20
ZRA	MEM6185	MEM6186	S	O	X	20
TR	MEM6185	MEM6186	S	O	X	10
TNS Rijen						
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
TNS Proval	MEM6283	MEM6284	X	S	X	20
Van OS Medical						
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Excel G5 'Classic'	MEM6043	MEM6044	X	O	S	20
Excel G5 'Modular'	MEM6123	MEM6124	X	S	X	20
Excel G6 'Compact'	MEM6043	MEM6044	X	O	S	20
Excel G6 'High Active' SE	MEM6123	MEM6124	X	S	X	20
Excel G7	MEM6127	MEM6128	S	O	X	20
G3 Light	MEM6287	MEM6288	X	S	X	10
Vermeiren						
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Jazz	MEM6139	MEM6140	X	S	O	20
Gitta	MEM6109	MEM6110	S	X	X	10
Wolturnus						
	VÄNSTER	HÖGER	UNDER SITSEN	BAKOM RYGGEN	HJUL	
Rex W200	MEM6249	MEM6250	S	X	X	40
W5 K	MEM6181	MEM6182	S	O	X	30

S = Standard O = Tillval X = Ej möjligt

BATTERIER & FLYGPLAN (DGR)

Det är tryggt att ta vårt NiMH batteri med i flygplanen. NiMH klassas inte som farligt gods enligt IATA (farligt gods regler). Intyget för NiMH batteri finns på Decons hemsida. Li-ion batteri kategoriseras som farligt gods enligt IATA:s regler. Generellt (med lämplig klass II förpackning) är det inte ett problem att ta detta batteri med i flygplanen. Brukaren skall kontakta flygbolaget innan resa eller bokning. Intyget för Li-ion batteri finns på Decons hemsida.

BATTERIER

1 = NIMH BATTERI,
körsträcka 20km
2 = LI-ION BATTERI,
körsträcka 35km

*1



*2



* Standardutrustning för E-Move

Båda batteriladdarna kan utföra:

- Normal uppladdning (2–3 tim, full kapacitet)
- Service uppladdning (enbart NiMH) (3–13 tim, full kapacitet)

Laddaren har ett inbyggt serviceprogram (3–13 tim). Servicelampan blinkar (gul) när batteriet behöver en service uppladdning (en gång var 13–26:e uppladdning).

Båda batterierna kan kommunicera data med ett enkelt knapptryck.

Informationen som du kan få från batteriet:

- Batterikapacitet indikation (relativ indikation)
- Enkel batteridiagnos
- Försämring nivåindikering (förhållandet i % jämfört med nytt batteri)
- Använd frekvensvisning (indikation antal cykler)

För ytterligare information vänligen se vår servicemanual.

För artikelnummer vänligen se batterier och batterieladdare under Tillbehör i slutet av E-Move kapitlet.

UNIK, PÅLITLIG, TRYGG OCH BESTÄNDIG

Du behöver inte fundera på obalans i armkraft eller på någon annan specifik egenskap. Med hjälp av programmeringsmjukvaran till E-Move kan du finjustera parametrarna. Dina specifika inställningar kan sparas på dator. Om du väljer att skicka med resultatet till Decon, tar vi hand om programmering och E-Move är färdigprogrammerad direkt vid leverans. Säkerheten är alltid viktigast för Decon. Därför sparas alla inställningar till högra hjulet som säkerhetskopior på det vänstra hjulet och tvärtom.

Kalibrering har aldrig varit så enkel. Inom en minut kalibrerar man båda hjulen. Det är inte bara snabbt, det är tryggt (väl skyddat), otroligt noggrant och beständigt.

Kontakta oss gärna för att få mer (teknisk) information om produkten eller om kostnadsfri produktutbildning!



HAR DU FRÅGOR ELLER VILL BESTÄLLA?

0345-408 80 – Vi hjälper dig gärna!

Checklista för att beställa

- ☐ För standardutrustning se "Vad får jag när jag beställer en E-Move"
- ☐ Om du vill beställa E-Move som har andra drivringar eller däck som inte är standardutförande så ange bara artikelnummer så ändrar vi automatiskt till rätt pris
- ☐ Beställa den nödvändiga adaptern
- ☐ Om den nödvändiga adaptern inte finns i denna adapterlista, titta på vår hemsida för uppdaterad information. Ifall den inte finns där heller så kontakta oss
- ☐ Kolla om det finns något tillbehör som önskas
- ☐ Om du vill ändra standardläget för batteriet, kan du nämna din önskade batteriposition
- ☐ Kontrollera din orderbekräftelse, om något är fel eller oklart kontakta oss omedelbart
- ☐ När du får dina produkter, vänligen kontrollera förpackningen för skador. Om så är fallet, kontakta oss innan du skriver under för att ta emot produkter.



Södra Ekeryd 119 314 93 Hyltebruk

Telephone: +46 (0)345 40880 Fax: +46 (0)345 40895 E-mail: info@decon.se www.decon.se

Decon® reserverar sig för eventuella ändringar gjorda efter tillfället för denna tryckning.
© Alla rättigheter är reserverade för Decon®. Med förbehåll för tryck- och skrivfel samt utgångna varor och felaktiga bilder.